AQ beat ST R 助聽器使用指南







本指南適用於下列型號:

助聽器	C E 0459
AQ beat ST 9-R	2021
AQ beat ST 7-R	2021
AQ beat ST 5-R	2021
AQ beat ST 3-R	2021
AQ beat ST 1-R*	2021
AQ beat ST myChoice	2021
非無線充電配件	C€
HANSATON Charger	2019



您的助聽器

聽力保健專家:		
電話:		
型號:		
序號:		
保固期:		
程式1為:		
程式 2 為:		
程式3為:		
程式 4 為:		
購買日期:		

^{*}並非所有市場均提供

簡易指南

低電量提示



每30分鐘兩聲 嗶響 附指示燈的多功能 按鈕



將助聽器開/關機

在各助聽器上·按住按鈕的下半部 3 秒·直到指示燈出現 攀化。

開:指示燈短暫亮起綠燈 關:指示燈短暫亮起紅燈



① 在第一次使用助聽器之前,建議先將助聽器充電 3小時。

為您的助聽器充電

將助聽器穩固地插入充電器。請注意 燈號閃爍,確認助聽器正在充電。

正在充電:指示燈緩慢閃爍

充電已滿:指示燈亮起綠燈



請仔細閱讀使用者指南,以確保您瞭解並充分利用您的助聽器。使用此裝置不需要訓練。聽力保健專家會在銷售諮詢期過程中根據您的個人喜好協助設定助聽器。

如需有關助聽器與配件的功能、優點、設定、使 用與保養或維修的詳細資訊,請聯絡您的聽力保 健專家或製造商代表。您可以在產品的規格表中 找到其他資訊。

目錄

1 一眼暗解你的助聽哭

1. HCHN/17/CH 129/18/CH	
2. 將您的助聽器開機/關機	5
3. 將您的助聽器裝置於您的耳朵	
- 4. 操作指示	
可充電式助聽器	
為您的助聽器充電	
將行動電話與助聽器配對	
將行動電話與助聽器一起使用	22
TV Connector (電視連接器)	
耳鳴遮蔽器	
飛航模式	
5. 保養您的助聽器	
6. 配件	
7. 問題排除指南	
8. 重要安全資訊	
耳鳴遮蔽器	
9. 操作、運送和存放條件	
10. 資訊和符號解釋	
10. 貝미/川川 派胜件	0 -

1.一眼瞭解您的助聽器

- 1 含指示燈的多功能按鈕 切換聆聽程式、調整音量,以及接聽或拒接行動電話來電(依您的客製化選配而定)
- 2 麥克風 聲音透過麥克風進入助聽器。防護罩 防止塵垢和小屑片掉進麥克風內
- 3 耳勾 使用耳勾將客製化的耳模連接到助聽 器上
- 4 耳管-連接到耳勾的耳模一部分
- 5 耳模 · 讓聲音從助聽器傳到耳中,並固定助 聽器
- 6 細管-聲音從細管傳入耳道
- 7 耳塞 固定細管在耳道內的位置
- 8 固定片-協助固定以避免耳塞和細管滑出耳道外

AQ beat STR BTE 助聽器





充電器





助聽器充電槽,並附左側/右側指示燈

2. 將您的助聽器開機/關機

在將助聽器從充電器上取下時, 助聽器會自動開啟。如果要在不 使用充電器時開啟和關閉助聽 器,請在各助聽器上,按住按鈕 的下半部3秒,直到指示燈出現 變化。




開:指示燈短暫亮起

綠燈

關:指示燈短暫亮起

紅燈



① 在第一次使用助聽器之前,建議先將助聽器充電3小時。

① 開啟助聽器時,可能會聽到開機音樂。

3. 將您的助聽器裝置於您的耳朵

助聽器的外側的標記使用顏色區分助聽器: 紅色 = 右耳;藍色=左耳。

配備耳塞的助聽器

- 1. 將助聽器放置於您的耳 朵上方。
- 2. 握住軟管連接耳塞的 部位·輕輕推動耳塞 進入耳道。軟管應貼合 您的頭部· 而非突出掛在外面。
- 3. 如果有固定線·請將固定線放於耳岬腔·讓它位於耳道開口的底部。



配備耳模的助聽器

- 1. 用拇指及食指拿著耳模, 開口應朝著您的耳道, 而助聽器則應位於您 耳朵上方。
- 2. 小心地將耳模放進耳內。 您可能要稍微把耳模往後 轉。耳模應可舒適且貼合 地放在耳內。輕輕把耳垂 向下向後拉.讓您更容易 將耳模放進耳道內。
- 3. 將助聽器放置於您的耳朵 上方。

標籤

序號和製造年份位於彩色 的助聽器標誌下方。







4. 操作指示

助聽器備有多功能按鈕·您可以進一步進行調整。您也可以使用多功能按鈕·接聽或拒接您配對的行動電話來電。您也可以使用選用的 Remote Control (遙控器)或 stream remote app來控制助聽器。

① 這些指示說明的是多功能按鈕的預設設定。您的聽力保健專家可能會變更按鈕的功能。請諮詢聽力保健專家以瞭解更多資訊。

多功能按鈕



助聽器上的多功能按鈕,具有音量調整和程式控制。

□ 程式控制

每次按下各助聽器上按鈕的上半部超過 2 秒時,就會進入下一個助聽器程式。

您的助聽器發出嗶聲以指示您現在位於哪個 程式。

程式設定	嗶聲	
程式1(如自動程式)	1	一聲嗶響
程式 2 (如噪音中的語音)	11	兩聲嗶響
程式3(如電話)	111	三聲嗶響
程式4(如音樂)	יווו	四聲嗶響

請參閱此手冊前方查看個人化程式列表。

□ 音量調整

如需調整環境的音量:

- 按下助聽器按鈕的上半部,可以提高 音量,而
- 按下助聽器按鈕的下半部,可以降低音量

隨著您改變音量,您的助聽器將發出嗶聲響。

音量設定	嗶聲
建議音量	♪ 一聲嗶響
調高音量	♪ 短嗶聲
調低音量	♪ 短嗶聲
最大音量	』 兩聲嗶響
最小音量	♪♪ 兩聲嗶響

雙擊控制

如果和啟用 Bluetooth® 配對·就可以使用雙擊控制存取多項功能·例如接聽/結束來電、暫停/繼續串流播放·和開始/停止語音助理。如須使用點擊控制·請在耳朵上方點按兩下。



Bluetooth®是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標。

可充電式助聽器

電池相關資訊

- ① 在第一次使用助聽器之前,建議先將助聽器充電3小時。
- 這些助聽器包含內置而不可拆下的可充電式鋰 離子電池。

兩聲長嗶聲代表助聽器處於低電量狀態。大約 6o 分鐘後·您就必須為助聽器充電(此時間 長度可能會依助聽器設定而異)。


如果您聽不見低電量提示,您的聽力保健專家 可改變其音調或音量。提示音也可依您需求完 全關閉。

充電資訊

- ① 助聽器在充電之前必須予以乾燥。
- 請每天晚上為助聽器充電。如果聽到低電量提示,請將助聽器放入充電器中。
- ① 請務必在操作溫度範圍內充電和使用助聽器: 攝氏+5度至+40度(華氏41至104度)。
- ① 如果充電期間,充電器的電源切斷,助聽器就會開啟,並且開始消耗電力。在助聽器放置在充電器中的期間,請確認充電器持續有電源供應。

為您的助聽器充電

1) 連接電源供應器



- a) 將充電線的較大一端插入充電接頭。
- b) 將較小的一端插入充電器上的 USB-C 連接埠。
- c) 將充電接頭插入電源插座。
- d) 充電器連接到電源供應器時,指示燈為 綠色。

電源供應器規格

電源供應器輸出電壓	5 VDC +/-10%· 電流 1 A
電源供應器輸入電壓	100-240 VAC·50/60Hz· 電流 0.25 A
充電器輸入電壓	5 VDC +/-10%· 電流 500mA
USB 電線規格	5 V(最小)・1 A・USB-A 至 USB-C・最大長度 3 公尺


2) 配戴助聽器

將助聽器穩固地插入充電槽中。請確認左側和右側的助聽器標記.與充電槽前方的左側(藍色)/右側(紅色)指示燈相符。助聽器會在插入充電器時自動關機。



3) 查看指示燈

指示燈會緩慢閃爍,直到助聽器充電已滿。 充電完成時,指示燈會亮起綠燈。



電池充滿電時·充電程序會自動停止·因此助 聽器可以安全地留置在充電器中。為助聽器 充電最多需要3個小時。在充電期間·充電座 上蓋可以關上。

瞭解指示燈

下表顯示在電力完全耗盡之後需要多少電池充電時間。

指示燈	已充電百分比	充電時間
• • •	0-10%	
		30 分鐘(30%)
• • •	11-80%	60 分鐘(50%)
		90 分鐘(80%)
0 0 0	81-99%	
	100%	3小時

4) 將助聽器從充電器中取出

朝向充電器前方將助聽器向上拉起,從充電槽中取出助聽器,助聽器就會開啟。

從充電器中取出助聽器時,請勿拉起軟管, 因為這樣可能會損壞軟管。



將行動電話與助聽器配對

- 1. 在您的手機上,進入設定功能表,確認 藍牙**Bluetooth**® 已開啟,並搜尋啟用藍牙 的裝置。
- 2. 開啟助聽器。您的助聽器會維持配對模式 3分鐘。
- 3. 您的手機會顯示找到的可用藍牙裝置的清單。從清單中選擇您的助聽器,可同時配對兩台助聽器。在手機和助聽器成功配對時,您會聽到提示音。
- 每與一台啟用藍牙的手機配對,只需執行一次 配對程序。
- 有關將藍牙裝置與您的手機配對的說明,請查 閱您手機的使用指南。

連線到您的行動電話

在助聽器和手機配對後,如果您的手機和助聽 器開啟並且位於使用範圍內,兩者就會自動連 線。此過程最多需要2分鐘。

- ① 只要手機開啟,並且位於最遠 10 公尺 (30 英呎)的範圍內,即可維持連線。
- ① 如需將通話在助聽器和行動電話上的喇叭之間 切換,請在您的手機上選擇您想要的音訊來源。 如果不確定怎麼做,請查閱您的行動電話隨附 的說明手冊。

使用行動電話通話

您的助聽器可以和啟用藍牙的裝置直接進行通訊。在配對並連線到手機時,您會在助聽器中直接聽到來電者的聲音。您的助聽器會透過機器上的麥克風,接收您說話的聲音。藉由額外配對支援功能,可以將兩台使用中的藍牙裝置,例如手機,連線到您的助聽器。

您無需將行動電話靠近您的嘴邊,您說話的聲音可透過助聽器傳送到您的行動電話。



將行動電話與助聽器一起使用


打電話

依照平常使用手機的方式,在配對的行動電話 上開始通話。您可以經由助聽器聽到聲音。您 的助聽器會透過機器上的麥克風,接收您說話 的聲音。

接聽行動電話的來電

在接到電話時,可以在助聽器中聽到來電 通知。

在耳朵上方點按兩下,或是在任何一台助聽器的按鈕上半部或下半部,短暫按下2秒以內,即可接聽電話。另外,您也可以依照平常的方式,在手機上接聽電話。



結束涌話

在耳朵上方點按兩下,或是按住任何一台助聽器的按鈕上半部或下半部超過2秒,即可拒絕接聽來電。另外,您也可以依照平常的方式,在手機上結束通話。




护接來電

按住任何一台助聽器的按鈕上半部或下半部超 過 2 秒 · 即可拒絕接聽來電。另外 · 您也可以 依照平常的方式 · 在手機上拒絕通話。

調整並平衡行動電話通話音量及環境音量使用配對的行動電話通話期間:


- 按下助聽器按鈕的上半部,可提高通話音量並降低環境聲音的音量
- 按下助聽器按鈕的下半部,可降低通話音量並提高環境聲音的音量



TV Connector(電視連接器)

調整電視以及環境聲音之間的音量平衡透過 TV Connector 配件聆聽電視時:

- 按下助聽器按鈕的上半部,可提高電視 音量並降低環境聲音的音量
- 按下助聽器按鈕的下半部,可降低電視 音量並提高環境聲音的音量



耳鳴遮蔽器

如果您的聽力保健專家配置了耳鳴遮蔽器程式,您可在使用耳鳴遮蔽器程式期間調整耳鳴 遮蔽器音量。設定噪音音量:

- 按下助聽器按鈕的上半部,可以提高耳鳴遮蔽器音量,而
- 按下助聽器按鈕的下半部 · 可以降低耳 鳴遮蔽器音量

stream remote 應用程式:

點按進階功能按鈕,可以調整耳鳴遮蔽器的音量大小

當您改變噪音音量·您的助聽器會發出嗶 聲響。

飛航模式

您的助聽器是在 2.4 GHz 到 2.48 GHz 的頻率 範圍中運作。飛行時,有些航空公司會要求 將所有裝置切換至飛航模式。進入飛航模式不 會停用正常的助聽器功能,只會停用藍牙連線 功能。

進入飛航模式

如需停用藍牙無線功能,並進入 飛航模式:

在助聽器已關閉的情況下,按住 按鈕的下半部7秒,直到亮起橘 燈。然後放開按鈕。

離開飛航模式

如需啟用藍牙無線功能,並離開 飛航模式:

關閉助聽器電源·然後再使用助 聽器按鈕的下半部開啟。





5. 保養您的助聽器

保護您的助聽器

- 勤快地例行性保養您的助聽器和充電器,有助於維持效能和長久的使用壽命。為了延長使用壽命,Sonova AG會在各助聽器停止販售後,提供至少五年的服務期間。
- 每次在使用護髮產品前先取下助聽器。助聽器可能被堵塞,而影響正常功能運作。
- 盆浴、淋浴時請勿配戴助聽器,勿將助聽器 浸於水中。
- 如果您的助聽器受潮或泡水,請勿嘗試用電爐或微波爐烘乾助聽器。請勿調整任何控制 鈕。
- 保護您的助聽器免於過熱(如吹風機、汽車 前座置物盒、或儀表板上)。
- 將助聽器放回盒內時,確認您未扭轉、擠壓 到助聽器的軟管。
- 不要掉落或於堅硬的表面撞擊助聽器。

清潔您的助聽器

請在每天晚上使用柔軟的布清潔您的助聽器。 定期使用隨附的清潔刷清潔麥克風插孔可確 保您的助聽器保持音質。您的聽力保健專家 可以示範這項程序給您看。將助聽器放在充 電器中過夜。

- ① 耳垢是自然且常見的。確保您的助聽器上沒 有耳垢,是您日常清潔和日常維護中的重要 的步驟。
- ① 不要用酒精來清潔助聽器、耳模或耳塞。
- 不要用鋒利的工具清除耳垢。用家庭用品戳刺您的助聽器或客製型耳模可能造成嚴重損害。

清洗細管及耳塞

大約每三至六個月,或是細管及 耳塞變硬、脆化或褪色時,須請 聽力保健專家為您更換細管及 耳塞。



每天晚上使用濕布清潔耳塞外部。避免任何水 份進入助聽器中或沾到助聽器上。

當您發現管內外有細屑時,要用附帶的清潔針 定期清理細管。

- 1. 用一隻手拿著細管,另一隻手拿著助聽器。
- 2. 輕輕轉動助聽器·直到從細管分拆出來。
- 3. 用濕布清理細管及耳塞外部。
- 4. 清理細管前,輕輕從細管拉出耳塞。

- 5. 用工具包附帶的黑色清潔針 輕輕插入細管與助聽器的連 接處·將針完全推入管內。
- ① 注意事項:切勿沖洗或浸洗細管及耳塞,因為水滴會留在管內,從而阻隔聲音或損壞助聽器的電子零件。



- 6. 清理細管後,輕輕的轉動助聽器連回細管。
- 7. 輕輕將耳塞推回細管末端的線上,以重新 連接耳塞至細管。您會感覺到耳塞卡在細 管的凸紋上,而且您將無法進一步將其 推進。

6. 配件

TV Connector (電視連接器)

TV Connector 是選用的配件,可以將聲音從電視直接傳送到您的助聽器。TV Connector 也可以從音響系統、電腦及其他音源傳送聲音。

Remote Control (遙控器)

Remote Control (遙控器)是選用的配件,可用於控制助聽器的音量及變更程式。

PartnerMic


PartnerMic 是選用的配件,可用於將擴音器的聲音以無線方式串流至助聽器。

RogerDirect™

您的助聽器與 Roger™ 配件相容。Roger 配件可用於將聲音或音源以無線方式傳送至助聽器。

連線概述

下圖顯示您的助聽器可用的某些連線選項。



請查看配件隨附的使用指南,以瞭解更 多資訊。請與您的聽力保健專家聯絡, 以取得 TV Connector、Remote Control (遙控器)、PartnerMic 或 Roger 配件。

7. 問題排除指南

問題 可能解決方式

問題:無法開機

電池電力耗盡將助聽器放入連接電源的充

電器中

問題:充電時指示燈快速閃爍

電池故障諮詢您的聽力保健專家

問題:放入充電器時指示燈熄滅

助聽器沒有正確插入充

電器中

將助聽器正確插入充電器 中·請參閱「為您的助聽

器充電」

充電器沒有連接到電源

將充電器連接到外部電源, 請參閱「為您的助聽器

充電」

問題 可能解決方式

問題:電池續航力無法維持一整天

助聽器沒有充滿雷力 將助聽器放入連接雷源的充

電器中

電池需要更換 請諮詢您的聽力保健專家,

瞭解是否必須更換電池

問題:沒有聲音

未開啟開啟

低/無電力 將助聽器放入連接電源的充

電器中

客製型耳模/耳塞被耳 垢堵塞

清潔客製型耳模/耳塞。請 參閱「清潔您的助聽器」。

37

諮詢您的聽力保健專家

麥克風塞住諮詢您的聽力保健專家

問題	可能解決方式
問題:不夠大聲	
音量過小	調高音量;如果問題仍然存在,請詢問聽力保健專家
低電力	將助聽器放入連接電源的充 電器中
客製型耳模/耳塞並未正 確塞入	請參閱「3.將您的助聽器裝置於您的耳朵。」取下並小心重新插入
聽力改變	諮詢您的聽力保健專家
客製型耳模/耳塞被耳 垢堵塞	清潔客製型耳模/耳塞。請 參閱「清潔您的助聽器」。 諮詢您的聽力保健專家
麥克風塞住	諮詢您的聽力保健專家
問題:聲音斷斷續續	
低電力	將助聽器放入連接電源的充 電器中

問題	可能解決方式
問題:兩聲長嗶	
低電力	將助聽器放入連接電源的充 電器中
問題:鳴叫	
客製型耳模/耳塞並未正 確塞入	請參閱「3.將您的助聽器裝置於您的耳朵。」取下並小心重新插入
手、衣物靠近耳朵	手/衣物遠離耳朵
客製型耳模/耳塞安裝 不正確	諮詢您的聽力保健專家
問題:不清晰、失真	
客製型耳模/耳塞安裝 不正確	諮詢您的聽力保健專家
客製型耳模/耳塞被耳 垢堵塞	清潔客製型耳模/耳塞。請 參閱「清潔您的助聽器」。 諮詢您的聽力保健專家
低電力	將助聽器放入連接電源的充 電器中
麥克風塞住	諮詢您的聽力保健專家

可能解決方式

問題:客製型耳模/耳塞掉出耳道外

客製型耳模/耳塞安裝 諮詢您的聽力保健專家

不正確

客製型耳模/耳塞並未正 請參閱「3. 將您的助聽器裝

確塞入

置於您的耳朵。」取下並小

心重新插入

問題:使用室內雷話時音量太小

電話位置不正確 將話機接收器在耳朵附近移

動,找到清晰收訊的位置

助聽器需要調整 諮詢您的聽力保健專家

問題:無法從助聽器聽到行動電話來電

肋聽器設定為飛航模式 關閉助聽器電源再重新開啟

助聽器並未與電話配對 將助聽器與行動電話

(再次)配對

問題:充電時,助聽器上的指示燈亮起紅燈

助聽器超出其操作溫度 節圍

請確認助聽器在攝氏+5度 到 +40 度 (華氏 41 度到 104度)的操作溫度範圍內

問題・充電並未開始

充電器沒有連接到電源

供應器

助聽器沒有正確插入充 雷器中

將助聽器下確插入充電器 中,請參閱「為您的助聽

將充電器連接到電源供應器

器充雷 .

助聽器在充電器中沒有 京起

在助聽器插入的情況下,拔 掉充電器插頭,然後再次插

上充雷器插頭

充雷接點不乾淨

使用清潔剧或布清潔充雷

接點

如遇任何未列於指南上的問題, 請諮詢您的聽力保健 專家。

8.重要安全資訊

使用助聽器前,請先詳閱以下頁面上的相關安 全資訊和使用限制資訊。

預定用途

助聽器的用途是將聲音放大和傳送到耳朵·以 彌補受損的聽力。

充電器是醫療器材的配件,並且本身沒有任何治療或診斷用途。它旨在為充電式助聽器 充電。

耳鳴遮蔽器功能適用於有耳鳴的聽損人士 使用,他們也需要聲音被放大。此軟體可 補充噪音刺激,有助於使用者的注意力從 耳鳴轉移。

適應類型

使用助聽器以及耳鳴功能的一般臨床適應 症為:

- 出現聽力損失
- 單側或雙側聽力損失
- 傳導性、神經性或混合聽力損失
- 輕度至深度
- 持續性耳鳴症狀(僅適用於提供耳鳴功能型號)

禁忌症

使用助聽器和耳鳴遮蔽功能的一般臨床禁忌症如下:

- 聽力受損不在助聽器的適用範圍內(即增益、頻率響應)
- 急性耳鳴
- 耳朵的畸形(即閉合耳道;沒有耳廓)
- 神經性聽力受損(耳渦後生理病徵如缺乏/ 不可發展之聽覺神經)

轉介病人以取得醫療或其他專家意見及/或治療的主要準則如下:

- •耳朵明顯先天畸形或者外傷後畸形;
- •過去 90 天內有從耳中滲液的記錄;
- •在過去 90 天內·一隻耳朵或兩隻耳朵突 然或迅速漸進的聽力損失;
- •急性或慢性的暈眩;
- •聽力敏感度測試氣導與骨導閾值差在 500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz 時等於或大於 15 dB;
- 可見證據顯示耳道內有明顯的耳垢堆積 或異物;
- 耳部疼痛及不適;
- 耳膜和耳道外觀異常,例如:
 - 外耳道發炎,
 - 耳膜穿孔;
 - 其他聽力保健專家認為是醫療問題的 異常症狀

在以下情況下,聽力保健專家可能會決定轉 介不合適或並不符合病人的最佳利益:

- 當有足夠的證據顯示該病情已經過醫療 專業人士的完整調查,並已提供任何可 能的治療;
- 自上一次的調查和/或治療以來,病情並沒有惡化或改變。

如病人已知情及有能力決定不接受醫療諮詢 的意見,則可在下列考慮因素下,推薦適當 的助聽器系統:

- 此建議不會對病人的健康或身體健康產生任何不良影響;
- 記錄確認,已完成所有關於病人最大利益的必要考量

如果法律要求·病人已簽署免責聲明·以確認轉介意見未被接受·並且這是一個深思熟慮的決定。

臨床優勢:

改善語言理解

副作用:

助聽器的生理副作用包括耳鳴、暈眩、耳垢增多、過多壓力、流汗或盜汗、起水泡、發癢或是紅疹、堵塞感或填充感以及該感受帶來之症狀如頭疼與/或耳疼等,或可透過您的聽力保健專家解決或減緩。傳統助聽器可能使病患曝光於較高程度的聲音中,這可能導致頻率範圍因聽力受損影響而引發之聽閾偏移。

預計治療病人族群

預計治療病人族群包括年齡在 36 個月以上 有輕度至深度聽力損失(ISO 60115-18)的患者。耳鳴遮蔽功能的預計治療病人族群則為 18 歲以上的人。

目標使用者:

使用助聽器的聽力受損者及其照顧者 聽力保健專家會負責調整助聽器。

重要資訊

- ① 每個助聽器會針對不同的聽力損失而設定 其功能,故僅能用於此聽損者。該設定過 的助聽器不可用於其他人,否則可能傷害 其聽力。
- 助聽器不會讓您恢復正常的聽力、不會預 防或改善因組織結構的因素所造成的聽力 障礙。
- 助聽器只應於醫生及聽力保健專家適當指示下使用。
- ① 使用助聽器僅僅是聽能復健的一部份,可 能也需要進行聽覺訓練和唇讀法指導。
- ① 大部分情況下,間歇使用助聽器無法發揮 最大效益。一旦您習慣使用您的助聽器, 請每天且全日皆配戴助聽器。

- ① 反饋、音質差、聲音太大或太小、尺寸不 合適或是咀嚼或者吞嚥等問題,能在驗配 程序中的微調過程中,透過您的聽力保健 專家解決或改善。
- ① 如有任何與本裝置有關連而發生的嚴重意外事故,應該向製造商代表以及居住國家的主管機關報告。嚴重意外事故指的是任何直接或間接導致、可能已導致,或可能導致下列任何情況的意外事故:
 - 患者、使用者或其他人死亡
 - 患者、使用者或其他人的健康狀況出現 暫時或永久的嚴重惡化
 - 嚴重的公共衛生威脅

如須報告預期外的運作或事件,請聯絡製造商 或業務代表。

警告

- ⚠ 可充電式助聽器包含的鋰離子電池可和隨身行李一同登機。
- △ 您的助聽器是在 2.4 GHz 到 2.48 GHz 的頻率範圍中運作。飛行時,請詢問航空業者是否需要將設備切換至飛航模式。
- ⚠ 未經製造商明確同意,嚴禁更動或改造本助聽器。這些更動可能會傷害您的耳朵或助聽器。
- ⚠ 請勿在易爆炸地區(有爆炸危險的礦山或工業區、富含氧氣的環境或處理易燃麻醉劑的區域)或禁止電子設備處,使用本助聽器和充電配件。
- ⚠ 對助聽器過敏的情形非常罕見。然而,如果耳朵附近部位感到搔癢、紅腫、酸痛、發炎,或灼熱,請通知您的聽力保健專家,並聯絡您的醫生。

- △ 如果在取下助聽器後,發生任何零件留置 耳道內的罕見情形,請立即與醫生聯絡。
- ⚠ 指向麥克風模式中的聆聽程式會降低背景 噪音。請注意,來自後方的警示訊號或噪 音(例如汽車)會部分或全部遭到消音。
- △ 這些助聽器不適用於年齡在 36 個月以下的 兒童。兒童和認知功能障礙的人士使用本 裝置時,應隨時受到監督,以確保他們的 安全。助聽器是小型設備,其中包含小型 零件。請勿讓兒童和認知功能障礙的人士, 在無人看管下拿到這些助聽器。如果吞下 助聽器,請立即向醫師或醫院求診,因為 助聽器或其零件可能會造成窒息。
- ⚠ 兒童、認知功能障礙的成人以及寵物請勿 接觸充電器。如果吞下乾燥膠囊,請立即 向醫師或醫院求診。
- ⚠ 請勿將您的助聽器以電線連接到任何外部 音源,例如無線電等。這樣可能會導致您 的身體受傷(電擊)。

- ⚠ 充電過程中,請勿將充電器整個蓋住,例 如用衣物等蓋住。
- ⚠ 下列事項僅適用於使用有源植入式醫療 設備(即心律調節器、電擊去顫器等) 的人士:
 - 請將無線助聽器與任何有源植體保持至少 15公分(6英吋)的距離。
 - 如果發現任何干擾的情況,請勿使用無線 助聽器,並聯絡該有源植體的製造商。請 注意,電線、靜電放電和機場的金屬探測 器等因素也可能會造成干擾。
 - 請將磁鐵與任何有源植體保持至少 15 公 分(6 英吋)的距離。
 - 如果使用無線配件,請查看配件使用指南中的安全資訊。
- ① 使用本設備時應避免與其他設備相鄰或堆疊,因為這可能導致運作不當。如果必須這樣使用,則應該觀察本設備和其他設備,以確認其運作正常。

- ① 不應在助聽器任何部分(包括製造商指定的電源線)的30公分(12 英吋)之內使用可攜式RF通訊設備(包括天線電纜和外部天線等周邊裝置)。否則可能會導致本設備的性能下降。
- ⚠ 充電器的 USB-C 連接埠只能使用於說明的用途。
- ⚠ 充電器請務必使用通過 EN60950-1 和/或 EN60601-1 認證‧額定輸出 5 VDC。最少 500 mA 的設備。

- ⚠ 配戴助聽器‧當最大聲壓級已超過 132 分 貝時‧應特別注意。可能會有傷害您的殘 餘聽力的風險。與您的聽力保健專家溝通‧ 以確保助聽器的最大輸出適合您特定的聽 力損失情形。
- ⚠ 配戴客製型助聽器時,請避免強力撞擊耳 朵。客製型助聽器的穩定性是為了一般使 用而設計。如果強力撞擊耳朵(例如在運 動期間),可能會造成客製化助聽器破裂。 這樣可能會導致耳道或耳膜穿孔。
- ⚠ 在客製型助聽器受到機械應力或衝擊後, 請先確認裝置仍然完整,再放入耳中。
- 大多助聽器佩戴者皆有聽力損失情形,在 日常生活經常使用助聽器不會導致聽力下 降。只有少數聽力受損之助聽器佩戴者在 長期使用下,或有可能聽力受損風險。

給聽力保健專家的提醒

▲ 助聽器耳塞永遠不該裝置於個案已穿孔的耳膜上,也不該暴露於中耳腔,或手術改變過的耳道上。如遇上述情形,我們建議使用訂製耳模。

產品安全性

- ① 這些助聽器可以抗水,但無法防水。其設計可以承受正常的活動,以及偶爾意外暴露在極端條件之下。切勿將您的助聽器浸入水中。這些助聽器並非專門為長時間持續沉入水中,也非在游泳或洗澡等活動中配戴而設計。進行這些活動之前,請務必取下助聽器,因為助聽器中含有精密的電子零件。
- ① 切勿清洗麥克風輸入。這樣可能會導致它 失去特殊的聲學特徵。

- ① 請保護助聽器不受高熱危害(切勿放在窗邊或車內)。切勿使用微波爐或其他加熱裝置來乾燥助聽器(有起火或爆炸的風險)。請向您的聽力保健專家詢問有哪些適當的乾燥方式。
- ① 請勿將充電器放置在感應加熱表面附近。充電器內部的導電結構可能會吸收電感能量,而導致熱破壞。
- ① 耳塞應每三個月更換一次,或是在變硬、 脆化時予以更換。這是為了防止耳塞在放 入耳 朵或從耳朵取出時從管口上脫落。
- 請勿將助聽器摔落。摔落到堅硬的表面可能會造成助聽器損壞。
- ① 請務必保護充電器和電源供應器不受到撞擊。如果充電器和電源供應器在撞擊之後 受損,就不應該再使用這些裝置。
- ① 如果長時間不使用助聽器,請將它們存放 在充電器中。
- ① 特殊的醫療或牙科檢查(包括下述的輻射) 可能會對助聽器的正確運作產生不良影響。

請在進行下列程序之前,先取下助聽器並放在檢驗室/檢驗區域以外:

- 使用 X 光的醫學或牙醫檢查 (以及電腦斷層掃描)。
- 使用會產生磁場的 MRI/NMRI 掃描進行醫 學檢查。
- 通過(機場等處的)安全閘門之前·不必取下助聽器。即使使用到X光·劑量也非常低·不會影響到助聽器。
- ① 不得在禁用電子設備的區域使用您的助聽 器或充電器。
- ① 充電前,助聽器必須保持乾燥。否則不保 證充電可靠度。
- ① 請僅使用製造商提供的充電器與電源供應 器進行充電。否則,可能會使裝置損壞。

- ① 您的助聽器運用最先進的零件,在任何聆聽環境下盡可能提供最佳的聲音品質。然而,通訊產品(例如行動電話)可能干擾助聽器並使之產生雜音(如嗡嗡聲)。如果行動電話太靠近時會干擾助聽器的運作可以透過下列數種方式降低干擾:將助聽器切換到其他程式,將您的頭轉向其他方向,或將您的行動電話擺放於他處,遠離助聽器。
- ① 這些助聽器被列為 IP68。這表示它們具有 防水和防塵功能,可承受日常生活環境。 可以在兩中配戴,但不應完全浸入水中, 也不應在洗澡、游泳或其他水上活動時使 用。這些助聽器不應暴露在氯化水、肥皂、 鹽水或其他含有化學成分的液體中。
- ① 您的助聽器包含瓦時額定 <20 Wh 的鋰電池,此電池已根據「聯合國試驗和標準手冊」的 UN 38.3 進行測試,並應按照鋰電池安全運送規定進行運送。

行動電話相容性評分

某些助聽器使用者表示,在使用行動電話時,助聽器中會發出嗡嗡聲,這表示行動電話和助聽器可能不相容。依據 ANSI C63.19 標準 (ANSI C63.19-2011 無線通訊裝置和助聽器之間相容性測量方法的美國國家標準),可以將助聽器耐受性評分加上行動電話發射量評分,預測特定助聽器和行動電話的相容性。例如,評分為 4 (M4) 的助聽器,和評分為 3 (M3) 的電話,可以得到相加總和為 7 的綜合評分。綜合評分至少達到 5,可以達到「正常使用」;綜合評分為 6 或更高,則表示「優異性能」。

這些助聽器的耐受性至少為 M4。設備的表現、性能、類別及系統分類均根據能掌握的最佳資訊而定,但不保證所有使用者都會滿意。

① 助聽器的效能會依個別行動電話而有差異。 因此,請使用您的行動電話測試助聽器, 或者,如果要購買新手機,請務必在購買 之前用您的助聽器進行測試。

耳鳴遮蔽器

耳鳴遮蔽器使用寬波段噪音讓配戴者暫時免於 耳鳴之苦。

耳鳴遮蔽器警告

- ① 耳鳴遮蔽器是一個寬波段聲音產生器。它 提供聲音富集的治療辦法,可以使用作為 個人化耳鳴管理程式的一部份,幫助使用 者暫時免於耳鳴所苦。
- 聲音增強的基本原則是提供補充噪音刺激、 它可以幫助將您的注意力自耳鳴轉移、避 免負面的反應。聲音增強與指導性諮商合 併運作為已確信的管理耳鳴方式。

- ① 如果您在使用耳鳴遮蔽器後產生任何副作用,例如頭痛、噁心、頭暈、心悸或聽覺功能降低(例如,對大的聲響容忍度下降、耳鳴惡化,或語音不甚清楚),應立刻停止使用並就醫。
- 耳鳴遮蔽器可以設定成特定音量位準,不 過在這個音量位準下長時期使用可能導致 永久聽力受損。如果耳鳴遮蔽器在您的助 聽器上設定了上述的音量,您的聽力保健 專家會告訴您每天使用耳鳴遮蔽器最長的 時間。耳鳴遮蔽器不應該在不舒適的音量 位進下使用。

重要資訊

- 耳鳴遮蔽器所產生之聲音用於您個人化耳鳴管理程式的一部分,使您免於耳鳴之苦。 使用此耳鳴遮蔽器應時刻遵照熟悉診斷及 處理耳鳴的聽力保健專家之指示。
- 優良的醫療行為要求主訴有耳鳴的人,在使用聲音產生器之前,必先經耳科醫師進行評估。評估的目的在於使用聲音產生器之前,先確認並治療可能會引起耳鳴但可治療的疾病。
- 耳鳴遮蔽器設計給年滿 18 歲或以上、且飽 受雙耳聽力損失和耳鳴之苦的成人所使用。

9. 操作、運送和存放條件

本產品的設計為按預期使用時,其功能不會出現問題或限制,除非使用者指南中另有說明。 使用、充電、運送和存放助聽器時,請務必符合以下條件:

	使用	充電	運送	存放
溫度 最大範圍 建議範圍	+5°C到+40°C (41°F到104°F)	2	-20°C 到 +60°C (-4°F 到 140°F)	
	+5°C到+40°C (41°F到104°F)	+7°C到+32°C (45°F到90°F)	o℃到+20℃ (32℉到68℉)	o℃到+20℃ (32℉到68℉)
濕度 最大範圍 建議範圍	o% 到 85% (無冷凝)	o%到85% (無冷凝)	0%至70%	0%至70%
	o%到6o% (無冷凝)	o%到6o% (無冷凝)	0%至60%	0%至60%
大氣壓力	500 百帕至 1060 百帕	500 百帕至 1060 百帕	500 百帕至 1060 百帕	500 百帕至 1060 百帕

10. 資訊和符號解釋



CE 符號表示 Sonova AG 確認本產品及其配件符合醫療器材指令 MDR 2017/745·以及無線電裝置指令2014/53/EU 的要求。

CE 符號之後的數字對應依據以上所提的指令下的認證 機構的法規。



此符號表示·使用者說明所描述的產品符合 EN 6060-1 的 B 類標準要求。助聽器表面被指定為 B 類的觸身部件。



表示醫療器材製造商·如醫療器械法規 (EU) 2017/745 所定義。



代表歐洲共同體的授權代表。EC REP 也是進入歐盟的進口商。



此符號表示·使用者務必要閱讀並考慮到這些使用指 南中的相關資訊。



表示本裝置為醫療裝置。



指示製造商的型號,以識別醫療裝置

此符號表示·使用者閱讀並顧及本指南中的相關信息 非常重要。

此符號表示·使用者需注意使用指南的相關警告與 通知。

(i) 處理和有效使用產品的重要資訊。

⑥ 版權符號

垃圾桶上打叉的符號·表示本裝置以及充電器不能當作一般家庭垃圾拋棄。請將舊的或廢棄的裝置交至電子廢物處理場所·或將您的裝置交給您的聽力保健專家進行處理。正確地處置產品有助環保及個人健康。

❸ Bluetoothi Bluetooth®文字與標誌為藍芽SIG公司擁有之登記註冊商標‧優利康根據許可證明使用此類商標。其他商標和產品名稱是各為對應擁有者所持有。

IP 等級 = 異物防護等級。IP68 等級表示該助聽器具 有防水和防塵功能。根據IEC6o529 標準,此助聽器 連續浸入 1 公尺的水中 6o 分鐘以及在塵室中放置 8 小時,仍可正常運作



製造日期

SN

序號



運輸和存放的溫度限制



運輸和存放的濕度限制



運輸和存放的大氣壓力限制



請保持乾燥



此符號表示本設備的電磁干擾符合美國聯邦通信委員 會批准的限制範圍。

僅適用於歐洲電源供應器的符號

電源供應器含雙重絕緣



裝置設計為僅供室內使用。



安全隔離變壓器,防止短路

11. 法規遵循資訊

一致性聲明

Sonova AG 特此聲明·此產品符合醫療器材指令 MDR 2017/745 的要求及無線電設備指令 2014/53/EU 之要求。您可經由以下網址·取得製造商之 EU 符合性聲明的全文:

https://www.hansaton.de/en/declarations-of-conformity $^\circ$

澳大利亞/紐西蘭:



表明設備遵守適用的無線電頻譜管理 (RSM) 以及澳大利亞通訊與媒體當局 (ACMA) 監管規定,以便在紐西蘭和澳大利亞地區合法販售。符合規範標籤 R-NZ 適用於在紐西蘭市場提供的無線電產品(符合性等級 A1)

注意一

本設備符合 FCC 規則第 15 部分和加拿大工業部的 RSS-210 規範。操作符合以下兩個條件:

- 1) 此設備不會產生有害干擾,及
- 2) 此設備必須接受任何接收到的干擾·包括可能導致意外操作的干擾。

注意二

未獲得 Sonova AG 的明確同意即改變或修改本裝置·可能會使 FCC 操作本裝置的授權失效。

注意三

根據 FCC 法規和 ICES-003 加拿大工業部第 15 條條文·本設備已經過測試·符合 B 類數位設備的限制。在住宅區安裝時·這些限制旨在提供合理的保護·以防止有害干擾。本設備產生、使用並可能散發無線電頻率能量·如果不按照說明進行安裝和使用·可能對無線電通信造成有害干擾。然而·我們不能保證在特定的安裝程式下·不會發生干擾。如果該設備的確對無線電或電視接收造成影響·可通過打開和關閉設備來確定是否確實造成有害干擾。我們鼓勵使用者嘗試以下一個或多個措施來校正干擾:

- 重新調整或放置天線
- 增加設備和接收器之間的距離
- 將設備連接不同於接收器所連接的雷源插座上
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求幫助

無線助聽器的無線電資訊

天線類型	共振迴路天線
操作頻率	2.4 GHz – 2.48 GHz
調變	GFSK \ Pi/4 DQPSK \ GMSK
輻射功率	< 1 mW

Bluetooth®

範圍	
藍牙	4.2 雙工模式
支援功能	 HFP(免持功能)、A2DP

符合發射量和耐受性標準

發射量標準	EN 60601-1-2	
	IEC 60601-1-2	
	EN 55011	
	CISPR11/AMD1	
	CISPR22	
	CISPR ₃₂	
	ISO 7637-2	
	CISPR25	
	EN 55025	

耐受性標準	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	EN 61000-4-2
	IEC 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	IEC 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	IEC 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	IEC 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	IEC 61000-4-6
	EN 61000-4-8
	IEC 61000-4-8
	EN 61000-4-11
	IEC 61000-4-11
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2)
	ISO 7637-2

您的意見

記錄您的特定需求或問	問題 ,	在助聽器	交機後第−	-次
回訪,將之一起帶回。				

這將幫助您的聽力保健專家滿足您的個人需求。

_	

額外注意事項		



And importer for European Union (歐盟進口商): Sonova Deutschland GmbH Max-Eyth-Str. 20

70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

專利權:www.sonova.com/en/intellectualproperty



(€ | | | | | | |

製造商: Sonova AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland www.hansaton.com

7 ||613389||524789