

اكتشف آفاقاً جديدة للسمع

مع سماعات HANSATON فائقة القوة ، يمكنك الاستمتاع بميزات الاتصال اللاسلكي وخيارات التخصيص الجديدة المتميزة.

بفضل أجهزة الاستقبال المزدوجة الجديدة ذات مقدار التكبير Gain و القوة القصوى MPO (141/84)، يمكن أن تتناسب هذه السماعات مع حالات فقدان السمع الأكثر حدة وتوفر جودة صوت ممتازة.

لنستكشف كيف يمكن أن تساعد beat ST RT675 UP في إضفاء المزيد من المتعة والسهولة على حياتك اليومية.



beat ST RT675 UP

اكتشف آفاقاً
جديدة للسمع

HANSATON
hearing & emotions

الابتكار بالتقاليد:

منذ تأسيس شركة HANSATON عام 1957، ونحن نطور حلولاً سمعية مبتكرة ومتطورة من الناحية الجمالية لمنحك قدراً أكبر من الحرية والعاطفة.

www.hansaton.com

028-6624-21/V1.00/2021-12/ARG/©2021 Sonova AG. All rights reserved.

HANSATON
hearing & emotions

CE
0459

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH 8712 Stäfa · Switzerland



sonova
HEAR THE WORLD

يمكن توصيلها
بالهاتف
المحمول*

4 سم



beat ST RT675 UP

توفر هذه السماعات فائقة القوة، التي يتم تشغيلها بنظام STRATOS، تصميمًا عصريًا يضم بطارية 675 و telecoil ووظائف لاسلكية متطورة.

يبدأ تخصيص السماعات الخاصة بك مع التركيب الأول الذي يمكنك به اختيار واحدة من بين ثلاث نقاط بدء تُعد الأنسب لاحتياجاتك السمعية. ويمكن لأخصائي السماعات بعدئذ تخصيص السماعات بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدام تطبيق stream remote لتخصيص تجربة الاستماع الخاصة بك أثناء التنقل.



ابق على اتصال بأناقة

*الهواتف الذكية والهواتف المحمولة التقليدية المتوافقة باتصال Bluetooth® بروفابل.
علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.

اتصال سهل لكل يوم

يمكنك توصيل السماعة بالهاتف المحمول*
استمتع بحرية يديك أثناء المكالمات الهاتفية
يمكنك تخصيص تجربة الاستماع
باستخدام تطبيق stream remote

ملحقات تناسب كل
موقف استماع -
سهولة التوصيل

ملحقات لاسلكية

لعيش لحظات سعيدة

ملحقات مفيدة تجعل الاستماع أكثر سهولة*
وتتيح الاستخدام الأمثل للمزيد من مصادر
الصوت.



™Roger، PartnerMic، TV Connector، وميكروفونات Roger™

*Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. المجلة الأمريكية لعلم السمعيات، 23(2)، 201-210.



سماعات ممتازة تلائم مستوياتك

مجموعة من الميزات الجديدة أو المحدثة
تتيح إجراء تعديلات مخصصة، ومزيجاً
من الراحة وسط الضوضاء، والتركيز
بشكل أفضل على الكلام.
تقديم صوت ممتاز على جميع المستويات.

مستويات الأداء

الدرجة الأولى

تناسب الشخص الاجتماعي جداً الذي يُقدّر الجودة المتميزة
ويقضي الوقت في العديد من مواقف الاستماع المختلفة
المصحوبة بالكثير من الضوضاء في الخلفية.

درجة رجال الأعمال

تناسب الشخص الاجتماعي الذي يُقدّر الجودة ويقضي الوقت
في العديد من مواقف الاستماع المختلفة المصحوبة بضوضاء
عادية في الخلفية.

الدرجة العملية

تناسب الشخص الذي يكون اجتماعياً في بعض الأحيان ويقضي
وقتاً في القليل من مواقف الاستماع المختلفة المصحوبة
بضوضاء متكررة في الخلفية.

الدرجة الإقتصادية

تناسب الشخص الهادئ الذي يقضي وقتاً في عدد قليل جداً
من مواقف الاستماع المختلفة غير المصحوبة بضوضاء في
الخلفية تقريباً.

الدرجة الأساسية

تناسب الشخص الهادئ الذي يقضي معظم وقته في مواقف
الاستماع الهادئة ويستطيع ضبط السماعة يدوياً.

اسأل طبيب السمعيات لديك عن مُحلّل أسلوب
الحياة لمعرفة مستوى الأداء المناسب لك.