

عِشْ أَجْمَلِ اللحظات

مع سماعات HANSATON FOKUS





الاتصال اللاسلكي: يحقق لك الراحة يوميًا

توفر كل تصميمات سماعات HANSATON FOKUS:

مكالمات هاتفية بدون استخدام اليدين مع جميع الهواتف المحمولة¹



تمكين عملائك من بث مقاطع الفيديو والصوت من أجهزتهم المحمولة إلى سماعاتهم مباشرةً.




استكشاف الملحقات الاختيارية: TV Connector، وPartnerMic، وRemote Control، وميكروفونات Roger™.



يمكنك تخصيص تجربة الاستماع باستخدام تطبيق stream remote



الانطلاق في جولة للتعرف على
تطبيق stream remote



¹ الهواتف الذكية والهواتف المحمولة التقليدية المزودة بملفات تعريف Bluetooth® متوافقة. علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.



HANSATON FOKUS: السماعات من نوع خلف الأذن



HANSATON FOKUS: السماعات من نوع المُستقبل داخل القناة (RIC)



تقنية قابلة لإعادة الشحن: لتوفير طاقة تكفي لليوم بأكمله

تتيح التصميمات الأربعة لسماعات HANSATON FOKUS AQ المزودة بتقنية الليثيوم أيون المتقدمة

< وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة بين الشحنات

< مدة شحن تبلغ 3 ساعات حتى اكتمال الشحن

< الرد على الهاتف بضغط بسيطة على الأذن (باستثناء مستوى الأداء 1)

وقت التشغيل القابل لإعادة الشحن (الشحن من 0% حتى 100% في أقل من 3 ساعات)

حتى 24 ساعة: دون البث

حتى 16 ساعة: تقنية AirStream (PartnerMic/TV Connector)

حتى 11 ساعة: البث من الهاتف وبث الموسيقى عبر Bluetooth®



beat FS RT312 M

• سماعة خلف الأذن ذات
قوى تكبيرية متوسطة
• مزودة بملف Telecoil
• يتم تشغيلها ببطارية
312 قابلة للاستبدال

AQ beat FS R

• مستقبل مزدوج مع خرج
وكسب فائقين
• متوافقة مع:
شاحن كومي Easy Line
من نوع خلف الأذن وشاحن
HANSATON

beat FS RT13 SP

• سماعة خلف الأذن ذات
قوى تكبيرية قصوى
• مزودة بملف Telecoil
• يتم تشغيلها ببطارية
13 قابلة للاستبدال

beat FS RT675 UP

• أقوى سماعة خلف الأذن من
HANSATON
• مستقبل مزدوج مع خرج
وكسب فائقين
• مزودة بملف Telecoil
• يتم تشغيلها ببطارية 675 قابلة
للاستبدال



AQ sound FS S

• رفيعة وأنيقة
• متوافقة مع: شاحن
HANSATON S

AQ sound FS RT


• مزودة بملف Telecoil
• متوافقة مع: شاحن
HANSATON T

AQ sound FS R


• أصغر أعجوبة سمعية
قابلة لإعادة الشحن من
HANSATON
• متوافقة مع: شاحن
كومفورت وشاحن
HANSATON

sound FS R312


• أصغر سماعة
HANSATON
• يتم تشغيلها ببطارية
312 قابلة للاستبدال




beat FS RT13 SP
SP
75 / 133
81 / 139



beat FS RT675 UP
UP
خطاف (ناقل) الصوت المفلتر لأقصى قوة/تكبير (2cc)
خطاف (ناقل) الصوت غير المفلتر لأقصى قوة/تكبير
78 / 134
84 / 141




beat FS RT312 M
M
63 / 128
58 / 122



AQ beat FS R
P
خطاف (ناقل) الصوت لأقصى قوة/تكبير (2cc)
الأنبوب الرفيع لأقصى قوة/تكبير
68 / 130
69 / 129

--- الأنبوب الرفيع



نوع المستقبل	UP ³	P	M	S
الخارج/الكسب (2cc)	132/71	122/59	114/51	111/47

--- القبة المفتوحة/القبة المغلقة
... القبة المنقوبة
--- قبة الطاقة/SlimTip

³ غير متوافقة مع AQ sound FS S



فضي فضي لامع أسود كربوني بيج كشمير² بني موكا²

HANSATON FOKUS

تأتي سماعات HANSATON FOKUS بتصميم عصري وفريد وأداء صوتي استثنائي من FOKUS. وتتوفر بخمسة مستويات أداء تدعمها تقنية HearIntelligence™ المبتكرة. توفر أيضًا الاتصال بكل الهواتف المحمولة¹ وإجراء المكالمات الهاتفية بدون استخدام اليدين.

¹ الهواتف الذكية والهواتف المحمولة التقليدية المزودة بملفات تعريف Bluetooth® متوافقة.

² باستثناء AQ sound FS S



HANSATON هي العلامة التجارية الحصرية لك ولعملائك منذ عام 1957. نصب كل تركيزنا على علاقاتك الشخصية ونجاحك. يتيح لنا تراثنا الألماني، إلى جانب قوة الابتكار لدى Sonova، تقديم منتجات تتميز بجمال التصميم، استنادًا إلى أحدث التقنيات التي ثبتت كفاءتها.



hansaton.com/pro



نحن نفوذ الانتقال إلى مستقبل تتسم فيه عملياتنا بالكفاءة في استخدام الموارد وانخفاض انبعاثات الكربون طوال دورة حياة منتجاتنا وخدماتنا.

sonova.com/sustainability

