

# عِشِ اللحظة

مع سماعات HANSATON FOKUS ذات  
المستقبل في القناة (RIC)



# سماعات HANSATON FOKUS القابلة لإعادة الشحن ذات المستقبل في القناة (RIC) أحجام صغيرة، وتقنية رائعة، وتصميمات أنيقة

تأتي سماعات HANSATON FOKUS ذات المستقبل في القناة (RIC) بتصميم عصري وفريد وأداء صوتي استثنائي من FOKUS. وهي تتوفر بخمسة مستويات أداء، تتضمن ما يصل إلى ثماني بيئات استماع تلقائية، تُعد جزءًا من تقنية HearIntelligence™ المبتكرة. وتوفر أيضًا إمكانية التوصيل بكل الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إجراء المكالمات الهاتفية دون استخدام اليدين، والحرية في إعادة الشحن.



لا يتجاوز حجم سماعة AQ sound FS RT، المزودة بالاتصال اللاسلكي وإمكانية إعادة الشحن و telecoil مقاس 3.0 سم.



تُعد سماعة AQ sound FS R، التي لا يتجاوز حجمها 2.5 سم، أصغر أعجوبة سمعية قابلة لإعادة الشحن نقدمها.



4 سم  
3 سم  
2 سم  
1 سم  
0 سم



بني موكا



بيج كشمير







أسود كربوني



فضي لامع



فضي



— القبة المفتوحة/القبة المغطاة  
.... القبة المثقوبة  
--- قبة الطاقة/SlimTip

لأعلى

132/71

P

122/59

M

114/51

S

111/47

نوع المستقبل

الخرج/الكسب (2cc)



"الأداء الصوتي وإمكانية الاتصال  
الرائعان اللذان تصبو إليهما، في  
تصميم ينال إعجابك. بالإضافة  
إلى سهولة التعامل وسرعة الشحن  
وتقليل المخلفات."  
الميزات التي يحصل  
عليها العميل

# أنظمة الشحن من HANSATON المزيد من الحرية: وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

في قلب أنظمة HANSATON FOKUS السمعية القابلة لإعادة الشحن، توجد بطارية ليثيوم أيون تثبت كفاءتها في التشغيل لمدة تصل إلى 24 ساعة بالإضافة إلى وقت شحن يبلغ ثلاث ساعات فقط.

AQ sound  
FS RT



شاحن HANSATON T

بفضل شاحن HANSATON T الجديد والصغير الحجم، يمكن شحن الأنظمة السمعية المزودة ببطاريات ليثيوم أيون في غضون ثلاث ساعات. وبفضل الفتحات المغناطيسية، يمكن إدخال السماعات وإخراجها بمنتهى السهولة.

صغير وسهل الاستخدام!

AQ sound  
FS R



شاحن HANSATON

شاحن HANSATON الأصغر الذي يجمع بين الراحة في الشحن والتصميم الجذاب. يمكن شحن الأنظمة السمعية المزودة ببطاريات ليثيوم أيون لمدة ثلاث ساعات على الأكثر.

صغير ولكنه قوى!

AQ sound  
FS R



شاحن كومفورت

شاحن كومفورت عبارة عن شاحن وعلبة واقية صلبة معًا. وبمساعدة كبسولات التجفيف الاختيارية HADEO، يجفف الأنظمة السمعية أيضًا عند إغلاقه. وبفضل مجموعة شاحن كومفورت الاختيارية، يمكنه شحن الأنظمة السمعية حتى سبع مرات.

تجفيف، حماية، شحن!

وقت التشغيل القابل لإعادة الشحن (الشحن من 0% حتى 100% في أقل من 3 ساعات)

حتى 24 ساعة: دون البث

حتى 16 ساعة: تقنية AirStream (PartnerMic/TV Connector)

حتى 11 ساعة: البث من الهاتف وبث الموسيقى عبر Bluetooth®





HANSATON هي العلامة التجارية الحصرية لك ولعملائك منذ عام 1957. نصب كل تركيزنا على علاقاتك الشخصية ونجاحك. يتيح لنا تراثنا الألماني، إلى جانب قوة الابتكار لدى Sonova، تقديم منتجات تتميز بجمال التصميم، استنادًا إلى أحدث التقنيات التي ثبتت كفاءتها.



[hansaton.com/pro](https://hansaton.com/pro)



نحن نقود الانتقال إلى مستقبل تنسم فيه عملياتنا بالكفاءة في استخدام الموارد وانخفاض انبعاثات الكربون طوال دورة حياة منتجاتنا وخدماتنا.

[sonova.com/sustainability](https://sonova.com/sustainability)

