

عِشْ أَسْعِدِ اللّحْظَاتِ مَعِ

HANSATON FOKUS STYLE RIC سماعات



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023

 **HANSATON**
hearing & emotions

A Sonova brand



تصميم حائز على الجوائز حرية تلتقي بالأناقة.

حازت سماعات Style RIC الجميلة والنحيفة على جائزة التصميم الألمانية. وقد تم تصميم زوايا المُستقبل اليمنى واليسرى الفريدة فيها لتحقيق الراحة والإحكام.

أداء فائق

يستند إلى تقنية HANSATON FOKUS

سهولة التوصيل

بكل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية*

إمكانية إعادة شحن موثوق بها

شحنة واحدة تدوم طوال اليوم في شاحن أنيق

شاحن HANSATON S
مُصمَّم لينال إعجابك

يتم تقديم سماعات Style RIC مزودة بشاحن HANSATON S الأنيق وسهل الاستخدام، الذي يُعد فريداً في سماعة Style RIC. يوفر التثبيت المغناطيسي للسماعات سهولة أكبر في الإدخال والإخراج ويتم شحن سماعات Style RIC في أقل من 3 ساعات.

* الهواتف الذكية والهواتف المحمولة التقليدية المتوافقة مع ملفات تعريف Bluetooth®. علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. تظهر المنتجات بالحجم الفعلي.





"تصميم نحيف وأنيق،
يجعلك تفتخر به."

الميزات التي يحصل
عليها العميل




أنظمة الساعات القابلة لإعادة الشحن HANSATON FOKUS STYLE RIC أداء يعانق الأناقة.

استنادًا إلى نظام HANSATON FOKUS الأساسي: إلى جانب الأداء المتميز والشكل العصري لساعات Style RIC، يستطيع عملاؤك التركيز على الأمور الأكثر أهمية، بدعم التوصيل المباشر، بما في ذلك التحكم بالضغط. وبفضل ميزات مثل StereoBeam و Dynamic SpeechBeam في السيارة، يمكنها قيادة أسلوب حياة نشط والاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية. تتوفر ساعات Style RIC الحائزة على الجوائز بمستويات الأداء 3، و5، و7، و9.



AQ sound FS S

يتميز التصميم الجميل والحصري والنحيف لساعات AQ sound FS S بزر ضغط ومؤشرات LED داخلية لتيسير فهم حالة شحن كل سماعة. لا يتجاوز حجمها 3.9 سم ويتم تشغيلها ببطارية ليثيوم أيون، تدوم طوال اليوم.



— القبة المفتوحة/القبة المغلقة
... القبة المتقوية
--- قبة الطاقة/SlimTip

نوع المستقبل	P	M	S
الخروج/الكسب (2cc)	122/59	114/51	111/47

الملحقات الاختيارية: Roger™، ميكروفونات، TV Connector، PartnerMic، Remote Control



HANSATON هي العلامة التجارية الحصرية لك ولعملائك منذ عام 1957. نصب كل تركيزنا على علاقاتك الشخصية ونجاحك. يتيح لنا تراثنا الألماني، إلى جانب قوة الابتكار لدى Sonova، تقديم منتجات تتميز بجمال التصميم، استنادًا إلى أحدث التقنيات التي ثبتت كفاءتها.



hansaton.com/pro



نحن نقود الانتقال إلى مستقبل تتسم فيه عملياتنا بالكفاءة في استخدام الموارد وانخفاض انبعاثات الكربون طوال دورة حياة منتجاتنا وخدماتنا.

sonova.com/sustainability

