

STRATOS

NEUE HÖRGALAXIEN
ENTDECKEN





Der neue Stern am Horizont

Hörsysteme von HANSATON für ein neues Niveau an Freiheit und Lebensqualität

Innovativ aus Tradition:
Seit der Gründung von HANSATON stehen wir
für ausgezeichnete und innovative Produkte
in modernen Designs.

Mit STRATOS, unserem neuen Stern am Hörgerätehimmel,
gehen wir diesen Weg weiter und bieten Ihnen dank
neuester, außergewöhnlicher Technik und praktischem
Zubehör unbeschwertes Hören im Alltag.

Kommen Sie mit und begleiten Sie uns auf dieser Reise!


In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über das Gehör
und die einzigartige HearIntelligence™-Technologie der
HANSATON Hörsysteme. Finden Sie gemeinsam mit
Ihrem Hörakustiker die Hörlösung, die am besten zu
Ihrem Hörverlust und Ihren Bedürfnissen passt.

Entdecken Sie mit STRATOS jeden Tag neue Hörgalaxien.

Die Bedeutung eines guten Gehörs

Gutes Hören schenkt Lebensqualität

Ein gutes Hörvermögen trägt einen wichtigen Bestandteil zu Ihrer persönlichen Lebensqualität bei. Gut hören zu können hilft dabei, ein aktives Leben zu führen, sich auch in einer großen Gruppe oder an einem Ort mit lauten Hintergrundgeräuschen wohler und selbstsicher zu fühlen. Zudem wird Ihr Gehirn kontinuierlich stimuliert.



Wie funktioniert das Hören?



Wie können Hörsysteme Sie unterstützen?

Erleichterung im Alltag

Ihr Gehirn kann einen Hörverlust bis zu einem gewissen Grad kompensieren, allerdings kann das anstrengend sein. Müdigkeit und Erschöpfung sind oft Begleiterscheinungen von Hörverlust. Ein Hörsystem kann akustisch anspruchsvolle Situationen verbessern, den Alltag erleichtern und damit Ihr persönliches Wohlbefinden steigern.

Klangbilder erhalten

Ein Hörverlust bedeutet in der Regel, dass bestimmte Schallsignale nicht mehr an das Gehirn weitergeleitet werden, so dass dem Gehirn Informationen fehlen. So wird das Verstehen von Sprache erheblich erschwert. Sie können zwar hören, dass jemand spricht, aber Sie können die Worte nicht deutlich verstehen. Eine rechtzeitige Versorgung mit Hörsystemen kann dazu beitragen, dass Ihr Gehirn kontinuierlich stimuliert wird, indem es die Informationen erhält, die zum Verstehen von Sprache benötigt werden.



WIE GUT HÖREN SIE?

- Fällt es Ihnen schwer, leisen Gesprächen zu folgen, oder haben Sie das Gefühl, dass Ihre Gesprächspartner nuscheln?
- Fällt es Ihnen schwer, ein Gespräch am Telefon zu führen, oder mit jemandem, der eine Maske trägt?
- Fällt es Ihnen schwer, hohe Töne wie Vogelgezwitscher zu hören?
- Fällt es Ihnen schwer, Unterhaltungen in lauten Umgebungen, wie zum Beispiel in Restaurants, zu folgen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, sollten Sie unbedingt Ihr Gehör überprüfen lassen.

Ihr Hörakustiker berät Sie ausführlich. Machen Sie jetzt den ersten Schritt!

NEUE HÖRGALAXIEN ENTDECKEN

STRATOS VON HANSATON

Hörleistung auf dem nächsten Level

WIEDERAUFLADBAR

mit Lithium-Ionen-Akku-Technologie

VEREINFACHT IHREN ALLTAG

Verbindung mit allen Mobiltelefonen*, freihändiges
Telefonieren und eine praktische App

LIFESTYLE ANALYZER

unterstützt Sie bei der Wahl des richtigen
Performance Levels

NEUE DESIGNS UND FARBWELTEN

Sie werden Ihre STRATOS Hörsysteme lieben

* Smartphones und herkömmliche Mobiltelefone
mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen.
Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind
eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Einfache Bedienung, neue Verbindungsmöglichkeiten

Freihändiges
Telefonieren mit
jedem kompatiblen
Bluetooth®-fähigen
Gerät²

Die neuen Verbindungsmöglichkeiten bieten Ihnen weitere Optionen zur Nutzung Ihrer Hörsysteme. Verwandeln Sie Ihre Hörsysteme in Wireless-Kopfhörer.


Tap Control – einfache und praktische Verwendung in Ihrem Alltag

Steuern Sie Ihr Mobiltelefon mit einem Doppeltipp¹ auf Ihr Ohr:

- Anrufe entgegennehmen und beenden
- Audiostreaming starten und pausieren
- Sprachassistent auslösen (z.B. Siri, Google Now™-Service...)

¹ Verfügbar für alle akkubetriebenen STRATOS Modelle.

² Smartphones und herkömmliche Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen. Siri ist eine Marke von Apple Inc. Google Now Service ist eine Marke von Google LLC.





Personalisiertes Hörerlebnis

Personalisieren Sie Ihr Hörerlebnis mit Ihrem Smartphone.

Neue situationsbezogene App-Programme

Neue Personalisierungsfunktionen für ein spektakuläres Klangerlebnis

Gesprächsqualität mit nur einem Tastendruck verbessern

Störende Geräusche mit nur einem Tastendruck reduzieren




Verbindung mit allen Mobiltelefonen

Verwandeln Sie Ihre Hörsysteme in kabellose Kopfhörer. Sie können ein Telefongespräch direkt annehmen oder Musik direkt auf Ihre Hörgeräte streamen. Zudem können Sie zwei Telefone oder Tablets gleichzeitig verbinden.²

TV Connector

Sehen Sie sich Ihren Lieblingsfilm oder Ihre Lieblingsfernsehsendung an und verstehen Sie alles komfortabel und einfach. Der TV Connector sendet den Ton von Ihrem Fernseher oder anderen Audiogeräten direkt an Ihre Hörsysteme.



Kein Batteriewechsel

Hörgenuss
den ganzen
Tag lang

Greifen Sie nach den Sternen und erleben Sie die neue Freiheit, die Ihnen die Akkutechnologie bietet¹

- ▶ Bewährte Lithium-Ionen-Akkutechnologie: nie wieder Batterien wechseln
- ▶ 24 Stunden Akkulaufzeit und damit Hörgenuss den ganzen Tag
- ▶ Vollständig aufgeladene Hörsysteme in nur drei Stunden
- ▶ Nach einem Ladevorgang von nur 1,5 Stunden erreicht der Akku bereits eine Kapazität von 80%
- ▶ Wichtiger und nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz

24

Akku-Laufzeit (komplett aufgeladen in maximal drei Stunden²)

24 Stunden: Ohne Streaming

16 Stunden: AirStream-Technologie (TV Connector / PartnerMic)

11 Stunden: Bluetooth®-Telefon und Musik-Streaming

¹Das gilt für die Hörgeräte AQ sound ST R, AQ sound ST RT und AQ beat ST R.

²Die tatsächliche Ladezeit hängt vom Akkuzustand ab, beträgt aber höchstens 3 Stunden.

Wiederaufladbar: Bis zu 24 Stunden Laufzeit

Es gibt auch Ladestationen für unterwegs.



COMFORT CHARGER COMBI

Laden, trocknen, schützen – mit dem Comfort Charger Combi alles in einem möglich. Durch die optionale Verwendung von HADEO Trockenkapseln trocknet er mit geschlossenem Deckel die Hörsysteme.

Trocknen, schützen, laden!

COMFORT POWER PACK

Das Comfort Power Pack verfügt über einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der die Hörsysteme bis zu sieben Mal aufladen kann. Er wird zusammen mit dem Comfort Charger Combi genutzt.

Besonders praktisch für unterwegs.

HANSATON CHARGER

Die kleinere HANSATON Ladestation kombiniert Ladekomfort, attraktives Design und eine kompakte Größe. Mit einer maximalen Ladezeit von drei Stunden können Sie Ihre Hörsysteme vollständig aufladen.

Klein aber fein!

Ladestation	Hansaton Ladestation	Comfort Charger Combi
AQ sound ST R	✓	✓
AQ sound ST RT	✓	✓
AQ beat ST R	✓	

HearIntelligence™ unterstützt Ihre natürliche Hörintelligenz

Die HearIntelligence Technologie wurde von HANSATON mit dem Ziel entwickelt, die natürlichen Funktionen und Prozesse des menschlichen Hörens zu unterstützen.

Die HearIntelligence Technologie nimmt die akustische Umgebung so realitätsnah wie möglich auf. Fortschrittliche, innovative Technologien werden genutzt, um die komplexen Schnittstellen zwischen dem eingehenden Schall, dem Ohr und dem Gehirn zu unterstützen. Das nahtlose Zusammenspiel zwischen den einzelnen Funktionen ermöglicht die natürliche Nachbildung des mehrdimensionalen Hörens und erzeugt so ein 3D-Hörerlebnis.

Die STRATOS Technologie verfügt über speziell entwickelte Funktionen, die Ihnen das bestmögliche Hörerlebnis bieten und Ihnen ein neues Niveau an Lebensqualität mit Ihrer Familie und Ihren Freunden schenken können.*

STRATOS Hörsysteme unterstützen das Hörvermögen nach dem Vorbild der Natur.

* Quelle: „Evaluation of the Social and Economic Costs of Hearing Impairment“, October 2006, Hear-it AISBL.



**INTELLIGENT
AUTOSURROUND**



**FOKUSSIERUNG
AUF SPRACHE**



**LOKALISIERUNG
AKUSTISCHER SIGNALE**



HEAR IntelligenceTM

unterstützt die natürliche Hörintelligenz



**HÖRKOMFORT IN
GERÄUSCHVOLLEN
UMGEBUNGEN**


**PERSONALISIERTE
EINSTELLUNGEN**

**WIRELESS
KONNEKTIVITÄT**



Das richtige Performance Level für Ihr individuelles Bedürfnis

PERFORMANCE LEVELS



9

FIRST

Bester **Sprachkomfort in den anspruchsvollsten** Situationen. **Rundum** sorglos. Ideal für **Träger**, die regelmäßig in Gesellschaft sind **und viele unterschiedliche Hörsituationen mit wechselnden, auch anspruchsvollen Hintergrundgeräuschen** erleben.



7

BUSINESS

Einfache **Bedienung**, mehr **Komfort** und **Sprachpräzision** in vielen wichtigen **Alltagssituationen**, auch mit Hintergrundgeräuschen.



5

COMFORT

Räumliches Hören **und weniger Sprachanstrengung** in anspruchsvollen **Situationen**.



3

ECONOMY

Hörkomfort **durch automatische Anpassung** der **Einstellungen der Hörsysteme**.



1

BASIS

Grundlegendes **Sprachverstehen** und **Reduzierung der Nebengeräusche**.



	Kanäle	Sound Impulse Manager	Active Wind Block	NoiseReduction	Intelligent NoiseReduction	SphereSound	SphereSound Natural	ConversationLift	ConversationBoost	SpeechBeam	Dynamic SpeechBeam	ConversationOptimizer
20												
20												
16												
12												
12												

Die Details ...

Beschreibung



INTELLIGENT AUTOSURROUND

Intelligent AutoSurround

Intelligent AutoSurround erkennt automatisch die verschiedenen Hörsituationen, in denen Sie sich befinden. Diese werden anhand von bis zu sieben Umgebungstypen kategorisiert und im Anschluss daran die Funktionen und Einstellungen Ihrer Hörsysteme entsprechend optimiert.



HÖRKOMFORT IN LAUTEN UMGEBUNGEN

Sound Impulse Manager

Impulsgeräusche werden sehr schnell erkannt und aus dem Signal herausgefiltert, ohne dass Sprachlaute reduziert werden.

Active Wind Block

Wind wird erkannt und je nach Stärke der Windgeräusche um einen bestimmten Pegel reduziert. Dies ermöglicht vereinfachte Unterhaltungen in windigen Situationen.

NoiseReduction

Störende Nebengeräusche werden erkannt und wirkungsvoll reduziert.

Intelligente NoiseReduction

Durch die 360°-Sprach- und Geräuscherkennung an beiden Ohren unterdrückt die intelligente Störgeräuscherkennung die Umgebungsgeräusche in größerem Umfang und konzentriert sich auf die Sprache, die von vorne kommt.



LOKALISIERUNG AKUSTISCHER SIGNALE

SphereSound

Verbessertes Richtungshören und räumliches Hören durch Nachbildung der Effekte des Außenohrs. So erkennen Sie im Alltag aus welcher Richtung sich ein anfahrendes Auto nähert oder aus welcher Richtung das Telefon klingelt.

SphereSound Natural

In lauten Situationen wendet SphereSound Natural einen Filter auf das Audiosignal an. Hierbei wird die natürliche Kopfform und deren Auswirkung auf den räumlichen Höreindruck für die vereinfachte Identifikation von Gesprächsteilnehmern und das Führen von Gesprächen mit einbezogen.



FOKUSSIERUNG AUF SPRACHE

ConversationLift

Normales bis lautes Sprechen wird erkannt und verstärkt.

ConversationBoost

Hervorhebung leiser Sprachanteile.

SpeechBeam

Sprache kann von verschiedenen Richtungen kommen. Die automatisierte Fokussierung des Sprechers in lauten Umgebungen erfolgt hauptsächlich nach vorne. Wird Sprache von der Seite wahrgenommen, so kann der Fokus auch dorthin gelenkt werden.

Dynamic SpeechBeam

Das Sprechen kommt von vorne, links, rechts oder hinten. Wenn das Sprechen von vorne oder der Seite kommt, liegt dort entsprechend ein stärkerer Fokus. Kommt es von hinten, liegt ein starker Fokus auf der Rückseite mit einem geringeren Fokus auf der Vorderseite.

ConversationOptimizer

In lauten Situationen fokussieren sich Ihre Hörsysteme auf Sprache und optimieren das Verhältnis von Umgebungslautstärke und Sprachlautstärke, zum Beispiel bei Firmenveranstaltungen oder Familienfeiern.

Es gibt verschiedene Funktionen für die unterschiedlichsten Lebensstile.
Überzeugen Sie sich selbst.

Ihr Zugewinn je Stufe im Detail

In Ihrem Alltag bewegen Sie sich in vielen verschiedenen Hörsituationen. Intelligent AutoSurround passt automatisch die Einstellungen Ihrer Hörsysteme für Sie an. Sie könnten sogar vergessen, dass Sie Hörgeräte tragen... bis Sie diese wieder abnehmen und den Klangunterschied hören.

Geräusche wie lautes Klopfen oder klapperndes Geschirr können unangenehm sein. Der Sound Impulse Manager verringert diese Geräusche schnell, so dass sie nicht stören. Das Spracherlebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Wenn Windgeräusche sehr laut und störend werden, erkennt unser Active Wind Block diese und reduziert das Windgeräusch, z. B. beim Radfahren oder Spazierengehen an einem windigen Tag.

Wir sind täglich von vielen Geräuschen umgeben (z. B. Haushaltsgeräte und Verkehrslärm). Hörsysteme verstärken Geräusche. Daher ist es wichtig, über eine gute Funktion zur Störgeräuschunterdrückung in den Hörsystemen zu verfügen, die Störgeräusche isoliert und wirkungsvoll reduziert.

Intelligent NoiseReduction hebt Sprache von vorne hervor, indem es gleichzeitig intensive Hintergrundgeräusche von der Seite oder von hinten ausblendet, z. B. Unterhaltungen während Sie mit dem Mixer Gemüse zerkleinern.

Es ist wichtig, Geräusche aus ihrer tatsächlichen Richtung hören zu können, um etwa bei einem klingelnden Telefon zu wissen, wo es sich befindet, oder um den herannahenden Verkehr wahrzunehmen. SphereSound unterstützt die Lokalisierung von Geräuschquellen.

Zu wissen, woher die Sprache in einer lauten Situation kommt, kann Ihnen helfen, den Sprecher zu identifizieren und einer Unterhaltung besser zu folgen.

Sprache ist eines der wichtigsten Geräusche, das Menschen hören wollen. Durch das Anheben der Sprachlautstärke über die geräuschvolle Umgebung ist es einfacher, Gesprächen zu folgen.

Leise Gespräche gibt es in vielen Formen – die zarte Stimme eines Kindes, ein Geheimnis zwischen Freunden oder ein Gespräch mit jemandem, dessen Stimme aufgrund einer Maske leiser ist. ConversationBoost verstärkt diese leisen Sprachlaute für Sie, damit Sie den Moment besser genießen können.

Das Zusammensein mit Familie und Freunden kann zwar wunderbar, aber auch sehr laut sein. SpeechBeam kann nach vorne fokussieren, damit Sie diese kostbare Zeit genießen können.


Laute Unterhaltungen können zu den schönsten Momenten und besten Erinnerungen werden. Da Sie aus allen Richtungen angesprochen werden können, verfügt Dynamic SpeechBeam über eine gezielte 360° Fokussierung auf den Sprecher, egal aus welcher Richtung die Sprache kommt.

Wenn Sie sich in einer Menschenmenge oder in einer geräuschvollen Umgebung unterhalten, möchten Sie die Sprache hören, damit Sie sich problemlos an der Unterhaltung beteiligen können. Der ConversationOptimizer kann dabei helfen, die Sprachgeräusche aus der geräuschvollen Umgebung herauszufiltern, selbst in diesen lauten Situationen.

NEUE STERNE AM HORIZONT

DAS RICHTIGE HÖRSYSTEM
FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Carbon Black
(U6)



Erleben Sie
Premium
Designs!



Die neuen STRATOS Modelle

Mit der herausragenden Klangleistung von STRATOS erreichen Sie mit den fünf zur Auswahl stehenden Gehäusebauformen neue Sphären des Hörens.



sound ST R312 (RIC)

Das nur 2,4 cm große batteriebetriebene sound ST R312 ist kaum zu sehen und beeindruckt gleichzeitig durch seine innovative, leistungsstarke Technologie und eine traditionelle 312-Batterie.



AQ sound ST R (RIC)

Das AQ sound ST R ist unser kleinstes Hörsystem mit Lithium-Ionen-Akku-Technologie. Es misst gerade einmal 2,5 cm.



AQ sound ST RT (RIC)

Die Akku-Variante ist auch als Version mit Telefonspule erhältlich und dann 2,8 cm groß.



AQ beat ST R (HdO)

Mit seinen 3,3 cm besticht das AQ beat ST R mit einem neuen dualen Empfänger und der Lithium-Ionen-Akku-Technologie.



Wasser- und staubresistent

Die Gehäuse sind mit einer speziellen besonders hochwertigen Plasmabeschichtung ausgestattet. Sie sehen elegant und modern aus und sind nach IP68-Klassifizierung staub- und wasserresistent. Sie werden Ihre Hörsysteme lieben.

Eine Vielzahl von
Möglichkeiten
passend zu
Ihrem Lebensstil

Ultra Power Hörsysteme: modernste Technologie in hochwertigem Design

Genießen Sie mit dem Ultra Power HdO-Hörsystem alle Vorteile der STRATOS Hörsysteme: Wireless-Konnektivität, freihändiges Telefonieren, praktisches Zubehör und RogerDirect.



beat ST RT675 UP

Mit dualen Empfängern für höhere Leistung und Verstärkung (141/84) ist das beat ST RT675 UP das leistungsstärkste HdO-Hörwunder von HANSATON im modernen Design. Es misst 4,0 cm und wird von einer 675-Batterie betrieben.

Produkte neben dem Lineal sind in Originalgröße abgebildet.

Maßgefertigte Otoplastiken

Jedes Ohr ist in seiner Form einzigartig. Ein Ohrpassstück, die sogenannte Otoplastik, bietet komfortablen Halt und stabilen Sitz in der Ohrmuschel und damit stets eine direkte Übertragung der akustischen Signale zum Trommelfell. Mit dieser Anpassfunktion haben Sie die Chance auf ein Hörgerät, das optimal auf Ihr Ohr zugeschnitten wird.

Gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker finden Sie die für Sie passende Lösung. Für die Fertigung Ihres individuellen Ohrpassstücks wird Ihr Hörakustiker einen Abdruck Ihres Ohrs nehmen.

Vorteile eines Ohrpassstücks:

- Komfortabler Sitz
- Die individuelle Anpassung an Ihren Gehörgang unterstützt eine optimale Übertragung der akustischen Signale auf Ihr Trommelfell



Einfach zu
verbinden.
Benutzerfreundlich.

Zubehör für einen unbeschwerten Alltag



TV Connector

Mit dem TV Connector lassen sich Audiosignale von TV- und anderen Audiogeräten, wie zum Beispiel Stereoanlagen, direkt auf beide Hörsysteme übertragen. Mehrere Hörgeräteträger können gleichzeitig aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern über einen TV Connector fernsehen, Filme ansehen oder Musik hören.



Remote Control

Die Fernbedienung ist formschön, praktisch und benutzerfreundlich. Durch die großen, deutlich gekennzeichneten Tasten kann die Lautstärke einfach angepasst werden. Die Hörumgebung oder das Programm kann ebenfalls ganz einfach über die Fernbedienung geändert werden.



PartnerMic

Das Mikrofon kann mit dem integrierten Clip einfach an der Kleidung Ihres Gesprächspartners befestigt werden. Es bietet ausgezeichnete Klangqualität und Akkuleistung. Das PartnerMic ist eine echte Bereicherung, insbesondere in akustisch herausfordernden Situationen.



Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach zusätzlichem Zubehör wie die Roger™-Geräte, die Sie in sehr anspruchsvollen Hörsituationen und über Distanz optimal unterstützen können.



Erstklassige
Qualität seit
mehr als
40 Jahren


HADEO Pflegeserie

Dank der speziell für Hörsysteme entwickelten Pflegeprodukte können Sie sowohl die Funktionalität wie auch die Lebensdauer Ihrer Geräte spürbar erweitern. Eine Pflege, die sich schnell bezahlt macht.




UV DRY Box für elektronische Reinigung und Trocknung

AKTUALISIERT




Reinigung



HADEO Reinigungstücher

Wischen Sie Ihr Hörsystem mit einem feuchten HADEO Reinigungstuch ab. So wird Cerumen entfernt, und Ihr Hörsystem bleibt hygienisch sauber.



HADEO Reinigungsspray

Sie können Ihr Hörsystem auch mit Reinigungsspray säubern. Achten Sie besonders darauf, keine Flüssigkeit in die Öffnungen und Vertiefungen zu sprühen.



HADEO Reinigungstabletten oder -konzentrat für Ohrpassstücke oder Slim Tips

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Ohrpassstücke die bestmögliche Leistung erzielen, indem Sie regelmäßig Reinigungstabletten oder -konzentrat zur Entfernung von Cerumen verwenden und sie so hygienisch rein halten.


Trocknung Ihrer Hörsysteme



HADEO Trockenkapseln

Diese können zusammen mit batteriebetriebenen Hörsystemen verwendet werden, um sicherzustellen, dass sie nicht im Laufe der Zeit feucht werden. Legen Sie Ihre Hörsysteme in einen Trockenbecher und geben Sie eine Trockenkapsel hinzu. Trocknen kann so einfach sein.

Reinigung und Trocknung



HADEO UV DRY Box

Die UV DRY Box reinigt Hörsysteme mit UV-C-Licht und trocknet sie mit Hilfe von Wärme und einem Luftstrom. Das UV-C-Licht entfernt Schmutz und bis zu 99,9 % der Bakterien an Ihren Hörsystemen. Trocknen kann so einfach sein.



ENTDECKEN SIE NEUE HÖRGALAXIEN.

JEDEN TAG!

Mit STRATOS können Sie eine neue Dimension des Hörens entdecken. Stärkere Leistung, erweiterte Verbindungsmöglichkeiten und eine noch einfachere Handhabung machen diese neuen Hörsysteme zu Ihren Helden des Alltags.



Ihr neuer
Held
im Alltag!

RIC- und HdO-Hörsysteme mit STRATOS Technologie.
Wecken Sie Ihre natürliche Hörintelligenz.



Innovativ aus Tradition:

Seit der Gründung von HANSATON im Jahr 1957 entwickeln wir innovative Hörsysteme in modernen Designs, die Ihnen Lebensqualität schenken und mit denen Sie wieder einzigartige Hörerlebnisse genießen können.

www.hansaton.de