

DEN MOMENT LEBEN

MIT DEN ULTRA POWER HÖRSYSTEMEN
VON HANSATON FOKUS



A Sonova brand

HANSATON
hearing & emotions

Ultra Power Hörsysteme



beat FS RT675 UP

675-Batterie, kabellos, Telefonspule, 4,0 cm

Diese Hörsysteme sind mit der HearIntelligence®-Technologie von HANSATON FOKUS ausgestattet. Sie bieten ein **außergewöhnliches Klangerlebnis**, **kabellose Konnektivität** zu Zubehör und allen Mobiltelefonen*, eine **Telefonspule** und eine **einfache Personalisierung für unterwegs** mit der stream remote App.

Wählen Sie eine der drei Voreinstellungen während der Erstanpassung und personalisieren Sie die Einstellungen zusammen mit Ihren Hörakustik-Fachgeschäft weiter bis sie Ihren persönlichen Hörbedürfnissen entsprechen.

Hörsysteme sind in Originalgröße abgebildet.

*Smartphones und herkömmliche Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen.
Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Den Moment leben ...
mit HANSATON FOKUS

HANSATON FOKUS Hörsysteme sind in mehreren Performance Leveln erhältlich.

Unabhängig davon, ob Sie Partygänger, Outdoor-Fan, gesellige Person oder ein vielbeschäftigter Berufstätiger sind, unser Angebot an Performance Leveln bietet für alle etwas. Finden Sie das Richtige für Ihre Hörsituation.

Setzen Sie Ihren Fokus auf das, was für Sie wichtig ist!



Leistungsstarke Performance,
großartige Technologie,
formschönes Design



HEAR IntelligenceTM

Unterstützt die natürliche Hörintelligenz

UNSERE WICHTIGEN FUNKTIONEN FÜR SIE

StereoBeam:

Enger Richtfokus, der sich in sehr lautem Störgeräusch auf Sprache nach vorne ausrichtet.

Dynamic SpeechBeam im Auto:

Binaurale 360°-Spracherkennung in einem Auto

ConversationLift:

Verstärkt die Sprache in tagtäglichen Gesprächen

Dual Receiver:

Bietet erheblichen L_Amax und V_{max} (141/84)

Weil jedes Dezibel zählt!

Vereinfacht Ihren Alltag

Verbinden Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem Mobiltelefon **schnell und unkompliziert.**

Genießen Sie **freihändiges Telefonieren.**

Personalisieren Sie Ihr Hörerlebnis mit der App auf Ihrem Smartphone.

Optionales Zubehör, wie den TV Connector zur Übertragung des Fernsehtons direkt auf Ihre Hörsysteme.



Mit zwei Geräten
gleichzeitig verbinden



Innovativ aus Tradition:

Seit der Gründung von HANSATON im Jahr 1957 entwickeln wir innovative Hörsysteme in modernen Designs, die Ihnen Lebensqualität schenken und mit denen Sie wieder einzigartige Hörerlebnisse genießen können.



hansaton.com



Wir treiben den Wandel zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Zukunft unserer Betriebe während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen voran.

sonova.com/nachhaltigkeit

