

Bestellung Im-Ohr-Hörsysteme jazz XC Pro

HANSATON interne Auftragsnr.

Schritt 1: Kontakt

Ansprechpartner Telefon

Stempel

Kommission

Unterschrift des Bestellers Datum

Schritt 2: Audiogramm (erforderlich für AOV)

Links:							dB HL
Rechts:							dB HL
	250	500	1000	2000	3000	4000	Hz

Erfahrungslevel des Hörgeräteträgers: Erstanpassung
 Nachversorgung

Beschaffenheit des Gewebes: hart mittel weich

Schritt 3: Bemerkungen

Schritt 4: Performance Level gemäß Produktinformation

9 7 5 3

Schritt 5: Produktauswahl

<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L jazz XC Pro 312 Dir W <small>Es wird immer automatisch die kleinstmögliche Bauform gefertigt.</small>  wireless direktional HS/FS <input checked="" type="checkbox"/> PhoneConnect	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L jazz XC Pro 312 <small>Es wird immer automatisch die kleinstmögliche Bauform gefertigt.</small>  non wireless omnidirektional CIC - FS <input type="checkbox"/> IIC Remote	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> L jazz XC Pro 10 <small>Es wird immer automatisch die kleinstmögliche Bauform gefertigt.</small>  non wireless omnidirektional IIC - FS <input type="checkbox"/> IIC Remote
--	--	--

Schritt 6: Produktoptionen

Kleinstmögliche Bauform

- R L M-Level
- CeruStop
- SmartVent
(Akustisch Optimiertes Vent)
- Taster

Power Level

Cerumenschutz

Vent (Zusatzbohrung)

Sonstiges

Wahloptionen

- R L P-Level
- HF3 HF4
- Kundenspezifisch Ø mm: links: _____ rechts: _____
- Größtmögliches Vent
- Poti^{4,6} Telefonspule⁷
- Abstützung⁵ Griffkerbe⁴
- Haftbeschichtung Bitte beachten Sie: Die Abstützung wird in Schalenfarbe gefertigt

Farben Faceplate

Pink 26 Cocoa 22 Brown 28 Black 06³

Farben Schale

Pink 26 Cocoa 22 Brown 28 Rot 36² Blau 37²

Farben Ziehfadens

Transparent 21 Ziehfadens +5mm

= Standard = Optional ² nur jazz XC Pro 10 und wenn nicht sichtbar ³ nur für IIC Bauform verfügbar ⁴ nicht jazz XC Pro 10
⁵ nur für Bauform MC-FS möglich ⁶ 312 Omni & 10 Omni: nicht kombinierbar mit Taster, bei 3er Technologie nur mit T-Spule und PhoneConnect
⁷ nicht jazz XC Pro 312 Dir W ⁸ nicht jazz XC Pro 10 und 312

Schritt 7: Bezug auf Seriennummer eines vorherigen HANSATON Im-Ohr Geräts

Schritt 8: Wenn anatomisch notwendig, darf eine Bauform größer gefertigt werden

Bitte senden Sie Ihre Im-Ohr Bestellung per E-Mail an: io-support.de@hansaton.com
 Vielen Dank!

Wenn nicht anders vermerkt, liefern wir alle Ausstattungsmerkmale ohne Aufpreis. Für Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten ausschließlich die Geschäftsbedingungen der HANSATON Akustik GmbH.