

DEN MOMENT LEBEN

MIT HANSATON FOKUS
RIC-HÖRSYSTEMEN



A Sonova brand

 **HANSATON**
hearing & emotions

HANSATON FOKUS WIEDERAUFLADBARE RIC-HÖRSYSTEME

Kleine Bauformen, großartige Technologie, formschöne Designs



Die wiederaufladbaren HANSATON FOKUS RIC-Hörsysteme begeistern durch ein modernes, einzigartiges Design und das ausgezeichnete FOKUS Klangerlebnis. Sie stehen in fünf Leistungsstufen zur Verfügung und enthalten bis zu acht automatische Hörumgebungen, die alle Teil der innovativen HearIntelligence™-Technologie sind. Sie ermöglichen außerdem die Wireless-Verbindung zu Mobiltelefonen*, freihändiges Telefonieren und verfügen über die bewährte Lithium-Ionen-Akku-Technologie.



4 cm
3 cm
2 cm
1 cm
0 cm



Das **AQ sound FS R** ist mit gerade mal 2,5 cm unser kleinstes Hörsystem mit Lithium-Ionen-Akku-Technologie und Wireless-Konnektivität.



Das **AQ sound FS RT** mit Wireless Konnektivität, Lithium-Ionen-Akku-Technologie und Telefonspule ist 3,0 cm groß.



Sterling Silver



Metallic Anthracite




Carbon Black



Cashmere Beige



Mocha Brown



— Open Dome / Cap Dome
... Vented Dome
--- Power Dome / SlimTip

Leistungsdaten	S	M	P	UP
LAmx/Vmax (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59	132 / 71

HANSATON LADESYSTEME

Mehr Freiheit: Bis zu 24 Stunden Laufzeit



Das Herzstück der wiederaufladbaren HANSATON FOKUS Hörsysteme ist der bewährte Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 24 Stunden Laufzeit und nur drei Stunden Ladezeit.



Comfort Charger Combi

Laden, trocknen, schützen – mit der Comfort Charger Combi ist alles in einem möglich. Durch die optionale Verwendung von HADEO Trockenkapseln trocknet es mit geschlossenem Deckel die Hörsysteme. Mit dem optionalen Comfort Power Pack können die Hörsysteme bis zu sieben Mal aufgeladen werden.

Laden, trocknen, schützen!



Laufzeit nach dem Aufladen (Aufladen von 0 % auf 100 % in unter 3 Stunden)

- Bis zu 24 Stunden: Ohne Streaming
- Bis zu 16 Stunden: AirStream-Technologie (TV Connector / PartnerMic)
- Bis zu 11 Stunden: Bluetooth®-Telefon und Musik-Streaming

* Smartphones und Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen. Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.



HANSATON Charger

Der kleinere HANSATON Charger kombiniert Ladekomfort, attraktives Design und eine kompakte Größe. Mit einer maximalen Ladezeit von drei Stunden können Sie Ihre Hörgeräte mit Lithium-Ionen-Akku vollständig aufladen.

Klein aber fein!



HANSATON T Charger

Mit dem neuen und kompakten HANSATON T Charger werden Hörsysteme mit Lithium-Ionen-Akku innerhalb von drei Stunden aufgeladen. Dank der magnetischen Ladeeinsätze können die Hörsysteme einfach eingesetzt und herausgenommen werden.

Klein und komfortabel!



Innovativ aus Tradition: Seit der Gründung von HANSATON im Jahr 1957 stehen wir für ausgezeichnete und innovative Produkte in modernen Designs. Unsere Leidenschaft und tägliche Motivation ist es, gemeinsam mit unseren Hörakustik-Partnern weltweit, Menschen mit Hörminderung einzigartige Hörerlebnisse zu ermöglichen und Lebensqualität zu schenken. Als Business-Partner stehen wir Ihnen mit individuellen Lösungen und Konzepten kompetent und professionell zur Seite. Weitere Informationen zu den Hörsystemen von HANSATON sowie zur HADEO Pflegeserie finden Sie unter:



hansaton.com/pro



Wir treiben den Wandel zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Zukunft unserer Betriebe während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen voran.

sonova.com/nachhaltigkeit