

UV DRY Box

Elektronisches Reinigungs- und Trocknungssystem für Hörsysteme

Warum ist das Reinigen und Trocknen Ihrer Hörsysteme wichtig?

Hörsysteme bestehen aus vielen besonders kleinen Komponenten und hochentwickelter Elektronik, die täglich im Einsatz ist. Um diese zu schützen ist die regelmäßige Pflege Ihrer Hörsysteme von großer Bedeutung. Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie Sie Ihre Hörsysteme richtig reinigen und pflegen, um deren Funktionalität zu gewährleisten und Beeinträchtigungen zu vermeiden. So können Sie die Funktionalität und den guten Zustand Ihrer Hörsysteme bestmöglich erhalten. Gute Pflege zahlt sich aus.

Das elektronische Reinigungs- und Trocknungssystem reinigt das Hörsystem mit UVC-Licht und trocknet es mit Hilfe von Wärme und einem Luftstrom. Das UVC-Licht eliminiert bis zu 99,9 % der Bakterien an Ihren Hörsystemen. Durch die Reinigung wird die Funktionalität und das gute Hörerlebnis der Hörsysteme erhalten. Darüber hinaus können Hautreizungen, Juckreiz, Hautausschläge oder Ohrinfektionen vermieden werden.



Geeignet für wiederaufladbare und batteriebetriebene Hörsysteme.

Weitere Informationen zum HADEO
Pflege- und Reinigungsportfolio
sowie zu den HANSATON Hörsystemen
finden Sie unter: www.hansaton.de



Hersteller:
Wake Up International B.v.
Bergweg 49, 3707 Aa Zeist
The Netherlands | +31(0)30697 32 40

Vertrieb:
Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Staefa · Switzerland

08W / 001V / 01 1002 / 10 00101820

bis zu 99,9 %
Keimreduzierung

Reinigung und Trocknung

UV DRY BOX



Vorteile der UV DRY Box

- Das UVC-Licht entfernt Schmutz und Bakterien an Ihren Hörsystemen mit einer Wirksamkeit von bis zu 99,9 %
- Kann zur Vorbeugung von Hautreizungen, Juckreiz, Hautausschlägen oder Ohrinfektionen beitragen
- Geeignet für wiederaufladbare und batteriebetriebene Hörsysteme
- Einfache Handhabung dank des benutzerfreundlichen Designs der Box
- UVC ist umweltfreundlich, sauber und effizient
- Zuverlässiges Reinigen und Trocknen
- Kann die Lebensdauer der Hörsysteme verlängern

Reinigen und Trocknen von Hörsystemen mit der HADEO UV DRY Box

Die UV DRY Box trocknet Hörsysteme schonend ohne chemische Zusätze und ist energiesparend. Zusätzlich entfernt das UVC-Licht bis zu 99,9 % der Keime.

Herausnehmbarer Innenraum zum Einlegen der Hörsysteme, mit einem separaten Bereich für das linke und einen für das rechte Hörsystem.

✓ Einfache Handhabung der UV DRY Box

Die Luft strömt mit 30 Grad Celsius an den Innenseiten der Box entlang und sorgt für eine zuverlässige Trocknung.

✓ Auch geeignet für wiederaufladbare Hörsysteme

5 LED-Leuchten zeigen die verbleibende Reinigungszeit an. Die Box schaltet sich am Programmende automatisch aus.

✓ Komfortable und einfache Anwendung



UVC-Licht zur Reinigung und Eliminierung von bis zu 99,9 % der Keime.

✓ Kann zur Verringerung von Hautreizungen beitragen

Ein- und Ausschalten mit nur einem Knopfdruck



Ein Programm



UVC-Licht



Heizfunktion



USB-C



Statusanzeige