

# HANSATON FOKUS

## Großartige Technologie, formschöne Designs

Verfügbar  
ab Dezember  
2023




Die HANSATON FOKUS Hörsysteme begeistern mit einem modernen, einzigartigen Design und dem ausgezeichneten FOKUS Klangerlebnis. Sie sind in fünf verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und nutzen die innovative HearIntelligence™ Technologie.

Darüber hinaus lassen sie sich mit allen Mobiltelefonen kabellos verbinden\* und bieten freihändiges Telefonieren.



# HANSATON FOKUS

## RIC-Hörsystem mit 312er Batterie



Das nur 2,4 cm große **sound FS R312** ist besonders klein und beeindruckt gleichzeitig durch seine innovative, leistungsstarke Technologie und eine 312er Batterie.



„Trotz ihrer kleinen Größe bieten diese Systeme eine starke Leistung.“

**KUNDENVORTEIL**



Sterling Silver (U4)



Metallic Anthracite (UC)




Carbon Black (U6)



Cashmere Beige (UA)



Mocha Brown (UB)



### Leistungsdaten


	S	M	P	UP
LAmx/Vmx (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59	132 / 71

\* Smartphones und Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen.  
 Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

**HANSATON**  
hearing & emotions

# HANSATON FOKUS

## Robustes HdO-Hörsystem mit Lithium-Ionen-Akku



Mit einer Größe von nur 3,3 cm besticht das **AQ beat FS R** durch einen Hörer mit Doppelkammer-Technologie und einen Lithium-Ionen-Akku. Die innovative Tap Control Funktion bietet zusätzlichen Komfort.



„Großartiges Klangerlebnis und volle Konnektivität in einem HdO-Design, das Sie lieben werden. Profitieren Sie von einer einfachen Handhabung, schnellem Aufladen und großartigen Klangqualität.“

**KUNDENVORTEIL**



Sterling Silver (U4)



Metallic Anthracite (UC)



Carbon Black (U6)



Cashmere Beige (UA)



Mocha Brown (UB)

### Leistungsdaten


**P**

L<sub>Amax</sub>/V<sub>max</sub> (2cc) Hörwinkel

130 / 68

L<sub>Amax</sub>/V<sub>max</sub> (2cc) Slim Tube

129 / 69



**Easy Line Charger Combi BTE 2 mit optionalem Power Pack**  
Laden, trocknen, schützen!



**HANSATON Charger**  
Klein aber fein!



### Laufzeit nach dem Aufladen (Aufladen von 0 % auf 100 % in unter 3 Stunden)

Bis zu 24 Stunden: Ohne Streaming

Bis zu 16 Stunden: AirStream-Technologie (TV Connector / PartnerMic)

Bis zu 11 Stunden: Bluetooth®-Telefon und Musik-Streaming

Hörsysteme neben dem Lineal sind in Originalgröße abgebildet.



[hansaton.com/pro](https://hansaton.com/pro)

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH 8712 Stäfa · Schweiz

**CE**  
0459