

# FOKUSSIERTEN SIE SICH AUF DAS, WAS FÜR SIE WICHTIG IST!

Egal, ob Sie Musikliebhaber, Outdoor-Enthusiast, ein geselliger Mensch oder ein vielbeschäftigter Berufstätiger sind, das vielfältige Angebot der HANSATON Technikstufen bietet Ihnen eine große Auswahl. HANSATON FOKUS verfügt über eine Reihe von Performance Level, damit Sie das passende Hörsystem für Ihren einzigartigen Lebensstil finden können. HANSATON FOKUS Hörsysteme ermöglichen ein großartiges Klangerlebnis. Außerdem verfügen sie über die bewährte Lithium-Ionen-Akku-Technologie und Wireless Konnektivität in Designs, die Sie lieben werden.

Die Auswahl des richtigen Performance Level ist für die Optimierung Ihres Hörerlebnisses entscheidend. Mit unserem breiten Angebot von Basis- bis hin zu First-Level Hörsystemen können Sie sicher sein, dass Sie die richtige Technikstufe für Ihre individuellen Hörbedürfnisse finden.

Lassen Sie sich durch einen Hörverlust nicht davon abhalten, die wichtigen Momente zu genießen.

## Den Moment leben ... mit HANSATON FOKUS



Alle Produkte sind in Originalgröße abgebildet. sound FS R312 und AQ beat FS R verfügbar ab Dezember 2023.  
\* in den Technikstufen 9, 7, 5 und 3 erhältlich.



### Innovativ aus Tradition:

Seit der Gründung von HANSATON im Jahr 1957 entwickeln wir innovative Hörsysteme in modernen Designs, die Ihnen Lebensqualität schenken und mit denen Sie wieder einzigartige Hörerlebnisse genießen können.



[hansaton.com](https://hansaton.com)



Wir treiben den Wandel zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Zukunft unserer Betriebe während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen voran.

[sonova.com/nachhaltigkeit](https://sonova.com/nachhaltigkeit)

# HANSATON FOKUS PERFORMANCE LEVEL



A Sonova brand

# Vereinfachte Entscheidungsfindung



Häufig ist es schwierig von Beginn an einzuschätzen, welche Technologiestufe für den Höralltag die Richtige ist. Was würden Sie davon halten, wenn Sie im Alltag begleitet werden, Ihre Hörumgebung analysiert wird und nach kurzer Zeit eine konkrete Empfehlung gegeben werden kann. Klingt gut? Dann entdecken Sie jetzt unseren neuen Lifestyle Analyzer!

Er kann die tatsächlichen Hörumgebungen auswerten und Ihnen aufzeigen, wie viel Zeit Sie in den verschiedenen Hörumgebungen verbringen.

Die Ergebnisse können von Ihrem Hörakustiker in der Anpassungssoftware aufgerufen werden und in den Entscheidungsfindungsprozess miteinbezogen werden.

Das passende Performance Level für jedes Bedürfnis\*

9\*



Feste und Feiern



Unterhaltungen im Auto



Unterhaltungen in lauter Umgebung und lautem Störgeräusch



Sport-events



Reisen

LEVEL 9: FIRST

Fokussiert sich auf den Sprecher, egal aus welcher Richtung die Sprache kommt.

Die Sprache wird im Vergleich zu anderen Technikstufen klarer und deutlicher hervorgehoben.

Verfügt über eine spezielle Funktion, die es ermöglicht, Gesprächen im Auto von allen Sitzpositionen aus zu folgen.

ZUGEWINN JE STUFE FUNKTIONEN

- **Zwei weitere Programme in der Automatik (Intelligent AutoSurround):**
  - Sprache in großen Gruppen
  - Sprache im lauten Störgeräusch
- **StereoBeam (Intelligent AutoSurround)**

- Dynamic SpeechBeam mit Intelligent NoiseReduction

• **Dynamic SpeechBeam im Auto**

- SphereSound Natural

- ConversationOptimizer

- Zusätzliche NoiseReduction (Störgeräuschunterdrückung) und ConversationLift

\* Bitte beachten Sie: Die FOKUS Style Produkte sind in den Technikstufen 9, 7, 5 und 3 erhältlich



ZUGEWINN JE STUFE IM DETAIL

- StereoBeam erzeugt eine enge Richtwirkung, um die Sprache von vorne in lauten Hörsituationen zu fokussieren. Es versetzt Sie in die Lage, sich selbst in den schwierigsten lauten Situationen sicher an Gesprächen zu beteiligen und somit an unzähligen gesellschaftlichen Anlässen teilzunehmen.
- Gezielte 360°-Fokussierung des Sprechers. Eine optimale Funktion für Lehrkräfte, die abgewandt zur Klasse stehen, Rollstuhlfahrer, die geschoben werden oder in Gesellschaft, wenn Sie aus dem rückwärtigen Bereich angesprochen werden.
- Dynamic SpeechBeam im Auto dient speziell der herausfordernden Hörsituation in einem Auto. Mit der 360°-Spracherkennung können Sie sich auf ihr Gespräch aus jeglicher Richtung konzentrieren ohne störenden Autolärm und Verkehrsgereusche.
- Das Hörerlebnis wird in lauten, störrgeräuschvollen Hörsituationen natürlicher und die Lokalisierung von Klangquellen einfacher. So erkennen Sie, von wem oder von wo Sie in einer großen Menge angesprochen werden.
- Entspanntes Führen von Gesprächen durch Identifikation des Sprechers und optimiertes Verhältnis von Umgebungslautstärke und Sprachlautstärke, zum Beispiel bei Firmenveranstaltungen oder Familienfeiern.
- Feinere Einstellung möglich.

7\*



Restaurant



Besprechungen



Musik



Einkaufen

LEVEL 7: BUSINESS

Erkennt automatisch ob Sprache von vorne oder von den Seiten kommt und fokussiert sich darauf.

Weitere Funktionen sorgen für eine zusätzliche Störgeräusch- und Hintergrundgeräuschreduzierung von den Seiten und von hinten.

Eine Musikerkenennung ermöglicht einen angenehmen Hörgenuss.

• **Zwei weitere Programme in der Automatik (Intelligent AutoSurround):**

- Sprache in kleinen Gruppen
- Musik

- Intelligent NoiseReduction

- SpeechBeam

• **StereoBeam (als manuelles Programm)**

- Zusätzliche NoiseReduction (Störgeräuschunterdrückung) und ConversationLift

- Hebt Sprache von vorne hervor, indem es gleichzeitig intensive Hintergrundgeräusche von der Seite oder von hinten ausblendet, z. B. Unterhaltungen während Sie mit dem Mixer Gemüse zerkleinern.
- Automatisierte Fokussierung des Sprechers in lauten Umgebungen, hauptsächlich nach vorne und zur Seite ausgerichtet, beispielsweise bei Geburtstagsfeiern.
- StereoBeam erzeugt eine enge Richtwirkung, um die Sprache von vorne in lauten Hörsituationen zu fokussieren. Es versetzt Sie in die Lage, sich selbst in den schwierigsten lauten Situationen sicher an Gesprächen zu beteiligen und somit an unzähligen gesellschaftlichen Anlässen teilzunehmen.
- Feinere Einstellung möglich.

5\*



Kaffeetrinken mit Freunden



Öffentliche Verkehrsmittel



Fernsehen



Leise Stimmen

LEVEL 5: COMFORT

Ermöglicht angenehme Gespräche in zahlreichen Hörumgebungen. Die linken und rechten Hörsysteme arbeiten zusammen, um einen noch natürlicheren und räumlicheren Hörgenuss zu gewährleisten.

Leise Stimmen werden hervorgehoben.

• **Zwei weitere Programme in der Automatik (Intelligent AutoSurround):**

- Laute Umgebung
- Ruhige Umgebung

- SphereSound

- ConversationBoost

- Binauraler Abgleich der Hörsysteme

- Zusätzliche NoiseReduction (Störgeräuschunterdrückung) und ConversationLift

- Verbessertes Richtungs- und räumliches Hören durch Nachbildung der Effekte des Außenohrs. So erkennen Sie im Alltag aus welcher Richtung sich ein anfahrendes Auto nähert oder aus welcher Richtung das Telefon klingelt.
- Hervorhebung leiser Sprachanteile, wie die zarten Stimmen von Kindern.
- Optimale Feinausrichtung des Automatikprogramms durch Austausch von Daten beider Hörsysteme.
- Feinere Einstellung möglich.

3\*



Kleine Gruppe am Esstisch (ohne Hintergrundgeräusche)



Festnetztelefone



Gesellschaftsspiele in kleiner Gruppe

LEVEL 3: ECONOMY

Die Hörgeräte passen sich automatisch an laute und leise Umgebungen an.

Außerdem sorgt eine Zusatzfunktion für erweiterten Bedienkomfort beim Telefonieren mit Festnetztelefonen.

• **Intelligent AutoSurround (Automatik-Programm):**

- Sprache im Störgeräusch
- Sprache in ruhiger Umgebung

- BiPhone

- Tap Control (verfügbar für wiederaufladbare Hörsysteme)

- Zusätzliche NoiseReduction (Störgeräuschunterdrückung) und ConversationLift

- Automatische Erkennung der Hörumgebung und Anpassung der Einstellungen. Erhöhter Hörkomfort durch ein besonders abgestimmtes Zusammenspiel der Hörsystemfunktionen und mehr Feinjustierungsoptionen. Keine manuellen Einstellungen erforderlich.

- Festnetzgespräche auf beiden Ohren hören, dank manuellem Telefonprogramm der Hörsysteme.
- Erhöhter Bedienkomfort: Mobiltelefone durch einfaches, doppeltes Tippen aufs Ohr steuern, wie Anrufe entgegennehmen und beenden, Audiostreaming starten und pausieren, Sprachassistenten auslösen (z.B. Siri).
- Feinere Einstellung möglich.

1



4-Augen-Gespräche



Wireless Konnektivität



Akku Lösungen

LEVEL 1: LOWER ECONOMY

Basisfunktionen werden ergänzt durch Wireless Konnektivität und wiederaufladbare Hörlösungen.

- Optimierter Sound Impuls Manager
- Active Wind Block
- Akku-Technologie
- Wireless Konnektivität

- Zusätzliche NoiseReduction (Störgeräuschunterdrückung) und ConversationLift

- Feinere Einstellung möglich
- Vereinfachte Unterhaltungen in windigen Situationen, wie beim Spazieren gehen im Park oder Fahrrad fahren.
- Batteriekauf und -wechsel gehören der Vergangenheit an. Die Hörsysteme werden einfach wieder aufgeladen.
- Ihre Hörsysteme verwandeln sich in Wireless Headsets und ermöglichen freihändiges Telefonieren sowie Mediastreaming von bluetoothfähigen PCs oder Tablets (Android, iOS, uvm).
- Feinere Einstellung möglich.

B

BASIS

Grundlegendes Sprachverstehen und Reduzierung der Nebengeräusche.

- Richtmikrofon
- NoiseReduction (Störgeräuschunterdrückung)
- SoundRestore (Frequenzkompression)

- Conversation Lift
- Sound Impuls Manager


- Gezielte Sprachübertragung von vorne. So können Sie Ihren Gesprächspartner besser verstehen.
- Störende Nebengeräusche werden erkannt und wirkungsvoll reduziert.
- Hohe Klänge (z. B. Vogelzwitschern) und Sprachanteile (z. B. S- und Sch-Laute) werden in einen hörbaren Bereich übertragen, in dem sie besser wahrgenommen werden.
- Sprache wird erkannt und zusätzlich hervorgehoben.
- Plötzlich auftretende Impulsgeräusche, wie z.B. Geschirrklopfen, werden in ihrer Lautstärke reduziert und sind daher angenehmer zu hören.

Ihre persönliche Hörumgebung:

Name

Datum

Ihr Analysediagramm:



Ihre Werte in Prozent:



in ruhiger Umgebung



in kleiner Gruppe



in großer Gruppe



im Störgeräusch



im lauten Störgeräusch



Ruhige Umgebung



Störgeräusch



Musik

Situationen mit Sprache

Situation ohne Sprache

Musik

Unsere Hörsystem-Empfehlung für Sie:

Anmerkungen: