

Preisgekröntes Design



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023

Die schlanken **FOKUS Style RIC-Hörsysteme** haben den German Design Award gewonnen. Ihre einzigartige Form für das rechte und linke Ohr wurde für optimalen Komfort und Halt entwickelt.

STARKE LEISTUNG

basierend auf der HANSATON FOKUS Technologie

EINFACHE KONNEKTIVITÄT

mit allen Mobiltelefonen und Tablets*

KOMFORTABEL WIEDERAUFLADBAR

in einem stylischen Charger.

Eine Akkuladung bietet

Hörgenuss für einen ganzen Tag.

Der **HANSATON S Charger** bietet maximalen Ladekomfort im attraktiven Design.

Die Style RIC-Hörsysteme werden mit dem **eleganten und benutzerfreundlichen HANSATON S Charger** geliefert, der speziell für die Style RIC Hörsysteme entwickelt wurde. Ein **Magnet an den Einsteckplätzen erleichtert das Einsetzen und Herausnehmen** der Hörsysteme und die Style RICs werden **in weniger als 3 Stunden aufgeladen**.



* Smartphones und traditionelle Mobiltelefone mit kompatiblen Bluetooth®-Profilen.
Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
Alle Produkte sind in Originalgröße abgebildet.



„Ein schlankes, elegantes Design, das Sie lieben werden.“



KUNDEN-
VORTEIL

HANSATON FOKUS WIEDERAUFLADBARE STYLE RIC-HÖRSYSTEME

Leistung kombiniert mit Style.



Basierend auf der HANSATON FOKUS Plattform: mit der herausragenden Leistung und der modernen Form des Style RIC-Hörsystems können sich Ihre Kunden auf das Wesentliche konzentrieren. Einzigartige Funktionen und


Tragekomfort kombiniert mit einer Vielzahl von Anbindungsmöglichkeiten sowie Tap Control. Mit weiteren Funktionen wie StereoBeam und Dynamic SpeechBeam für das Auto können sie einen aktiven Lebensstil führen und soziale Aktivitäten genießen.

Die preisgekrönten Style RICs sind in den Leistungsstufen 9, 7, 5 und 3 verfügbar.



AQ sound FS S

Das schöne, exklusive, schlanke Design des AQ sound FS S weist einen Taster und integrierte LEDs auf, mit denen der Ladestatus jedes Hörsystems leicht zu erkennen ist. Es ist 3,9 cm lang und wird von einem Lithium-Ionen-Akku betrieben, der den ganzen Tag hält.



Leistungsdaten

	S	M	P
LAm _{ax} /Vm _{ax} (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59

Optionales Zubehör: Remote Control, PartnerMic, TV Connector, Roger™ Mikrofone



hansaton.com/pro

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH 8712 Stäfa · Switzerland

CE
0459