


# HANSATON FOKUS Portfolioübersicht



RIC Hörsysteme					HdO Hörsystem		
----------------	--	--	--	--	---------------	--	--

Hörsysteme	Performance Level	Batterie	Leistung	Zubehör & Extras
sound FS R312 (Batterie 312 RIC-System mit Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	312	S, M, P und UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App
AQ sound FS R (Akku RIC-System mit Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	Li-ion	S, M, P und UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, HANSATON Charger, HANSATON Comfort Charger Combi 2
AQ sound FS RT (Akku RIC-System mit Telefonspule und Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	Li-ion	S, M, P und UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, HANSATON T Charger
AQ sound FS S¹ (RIC-Style-System )	9, 7, 5, 3, myChoice*	Li-ion	S, M, P	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, HANSATON S Charger
beat FS RT312 M (Batterie 312, HdO-System mit Telefonspule und Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	312	P	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App
AQ beat FS R (Akku HdO-System mit Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	Li-ion	P	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, Easy Line Charger Combi BTE 2, HANSATON Charger
beat FS RT13 SP (Batterie 13, Super-Power HdO-System mit Telefonspule und Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	13	SP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App
beat FS RT675 UP (Batterie 675, Power HdO-System mit Telefonspule und Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	675	UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App

## Leistungsstark und modern

Die stylischen Gehäuse der FOKUS Hörsysteme sind – aufgrund der speziellen Plasmabeschichtung – staubgeschützt und wasserresistent.



Carbon Black  
(U6)



Metallic Anthracite  
(UC)



Sterling Silver\*  
(U4)



Cashmere Beige  
(UA)



Mocha Brown  
(UB)

\*myChoice nur in Farbe U4 erhältlich.

¹Die FOKUS Style Produkte sind in den Farben Sterling Silver, Metallic Anthracite und Carbon Black erhältlich.

[illegible]