

ΖΗΣΤΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ HANSATON FOKUS STYLE RIC



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023

A Sonova brand

HANSATON
hearing & emotions



ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ελευθερία συναντά το στυλ.

Τα υπέροχα, κομψά Style RIC έχουν λάβει το Γερμανικό Βραβείο Σχεδιασμού. Οι μοναδικές γωνίες του αριστερού και δεξιού μεγαφώνου που διαθέτουν έχουν σχεδιαστεί για άνεση και συγκράτηση.

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

βασισμένη στην τεχνολογία HANSATON FOKUS

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ*

**ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ**

που διαρκεί όλη μέρα με μία μόνο φόρτιση σε έναν στυλάτο φορτιστή

Φορτιστής HANSATON S Σχεδιασμένος για να προκαλεί εντυπώσεις

Τα Style RIC παρέχονται με τον κομψό και εύχρηστο φορτιστή HANSATON S, ο οποίος αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό του Style RIC. Το μαγνητικό κράτημα για τα ακουστικά βοηθήματα παρέχει τη δυνατότητα ευκολότερης εισαγωγής και αφαίρεσης και τα Style RIC φορτίζονται σε λιγότερο από 3 ώρες.



* Smartphone και συμβατικά κινητά τηλέφωνα με συμβατά προφίλ Bluetooth®.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην εταιρεία Bluetooth SIG, Inc.
Τα προϊόντα εμφανίζονται στο πραγματικό τους μέγεθος.



«Κομψό στυλ που θα σας κάνει περήφανους».

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ HANSATON FOKUS STYLE RIC

ΟΦΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Η απόδοση συναντά το στυλ.



Βασισμένο στην πλατφόρμα HANSATON FOKUS: με την εξαιρετική απόδοση και το μοντέρνο σχήμα του Style RIC, οι πελάτες σας μπορούν να εστιάσουν σε ό,τι είναι πιο σημαντικό, υποστηριζόμενο από άμεση συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πατήματος. Με βασικά χαρακτηριστικά όπως τα StereoBeam and Dynamic SpeechBeam στο αυτοκίνητο, μπορούν να ζήσουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής και να απολαύσουν κοινωνικές δραστηριότητες. Τα βραβευμένα Style RIC είναι διαθέσιμα σε επίπεδα απόδοσης 9, 7, 5 και 3.






AQ sound FS S

Ο υπέροχος, αποκλειστικός, κομψός σχεδιασμός του AQ sound FS S διαθέτει κουμπί πίεσης και ενσωματωμένες λυχνίες LED για πληρέστερη κατανόηση της κατάστασης φόρτισης κάθε ακουστικού βοηθήματος. Έχει μήκος 3,9 cm και τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου, που διαρκεί όλη μέρα.



— Ανοικτή θηλή/Θηλή με πώμα
 ···· Θηλή με οπή
 --- Ισχυρή θηλή/SlimTip



Τύπος μεγαφώνου

Έξοδος/Απολαβή (2 cc)

S

111/47

M

114/51

P

122/59



Η HANSATON είναι η αποκλειστική μάρκα για εσάς και τους πελάτες σας από το 1957.

Εστιάζουμε στις προσωπικές σχέσεις και στην επιτυχία σας.

Η γερμανική μας κληρονομιά, σε συνδυασμό με την καινοτόμο ισχύ της Sonova, μας επιτρέπει να δημιουργούμε προϊόντα με όμορφο σχεδιασμό, με βάση αποδεδειγμένη τεχνολογία αιχμής.



hansaton.com/pro



Ωθούμε τη μετάβαση σε ένα μέλλον αποδοτικό ως προς τη χρήση των πόρων και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών όσον αφορά τις δραστηριότητές μας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

sonova.com/sustainability