

STRATOS

**Portfolio
de
Producto**

Portfolio de Producto STRATOS

Los RICs de HANSATON STRATOS son un portfolio completo para pérdidas auditivas de moderada a profunda. Incluye tres modelos de audífono, cuatro auriculares y cuatro niveles de tecnología, incluyendo un enmascarador de tinnitus. Empoderado por el chip PRISM™ de Sonova y con la tecnología de la plataforma STRATOS, los RICs sound ST y AQ sound ST son la solución ideal para los usuarios que desean un excelente rendimiento auditivo con un diseño exclusivo.

Para más información, visita www.hansaton.com

Descripción de Producto

		sound ST R312	AQ sound ST R	AQ sound ST RT
				
Nombre		sound ST 9-R312 sound ST 7-R312 sound ST 5-R312 sound ST 3-R312 sound ST R312 myChoice	AQ sound ST 9-R AQ sound ST 7-R AQ sound ST 5-R AQ sound ST 3-R AQ sound ST R myChoice	AQ sound ST 9-RT AQ sound ST 7-RT AQ sound ST 5-RT AQ sound ST 3-RT AQ sound ST RT myChoice
Tamaño de pila		312		
Botón multifunción		✓	✓	✓
Telebobina				✓
Bluetooth®		✓	✓	✓
Nano coating		✓	✓	✓
Índice de Protección ¹		IP68	IP68	IP68
Dimensiones	(alto x ancho x profundo)	24 x 11 x 7 mm	25 x 12 x 8 mm	28 x 12 x 8 mm
Tiempo de carga ²	0% a 100%		3 h	3 h
	0% a 80%		1.5 h	1.5 h
Auricular S				
Máx Potencia de salida (dB SPL)	Acoplador 2cc	111	111	111
Máx ganancia (dB)	Acoplador 2cc	47	47	47
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - 8000	<100 - 8000	<100 - 8000
Corriente (mA)		1.4	1.4	1.4
Auricular M				
Máx Potencia de salida (dB SPL)	Acoplador 2cc	114	114	114
Máx ganancia (dB)	Acoplador 2cc	51	51	51
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - 8000	<100 - 8000	<100 - 8000
Corriente (mA)		1.4	1.4	1.4
Auricular P				
Máx Potencia de salida (dB SPL)	Acoplador 2cc	122	122	122
Max Máx ganancia (dB)	Acoplador 2cc	59	59	59
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
Corriente (mA)		1.5	1.5	1.5

Auricular UP

Máx Potencia de salida (dB SPL)	Acoplador 2cc	132	132	132
Máx ganancia (dB)	Acoplador 2cc	71	71	71
Rango de frecuencia (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100
Corriente (mA)		1.4	1.4	1.4

La palabra Bluetooth® y sus logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

1 IP68 indica que el audífono es resistente al agua y polvo. Aguantaron inmersiones continuas en 1 metro de agua durante 60 minutos y 8 horas en una cámara de polvo como marca el estándar IEC60529.

2 El tiempo de carga depende de la vida restante de la batería, pero no excederá las 3 horas.

Color de las carcasas



UA – Cashmere Beige



UB – Mocha Brown



U4 – Sterling Silver



UC – Metallic Anthracite



U6 – Carbon Black

Niveles de rendimiento

		9	7	5	3
		First	Business	Comfort	Economy
INTELLIGENT AUTOSURROUND					
RENOVADO	Entornos de Intelligent AutoSurround	7	6	4	2
	Ruido	✓			
	Conversación en ruido	✓	✓		
	Música	✓	✓		
	Conversación en un grupo pequeño	✓	✓	✓	
	Tranquilo	✓	✓	✓	
	Conversación entre mucha gente	✓	✓	✓	✓
	Conversación en silencio	✓	✓	✓	✓
	AutoStream (SpeechStream, MusicStream)	✓	✓	✓	✓
	SurroundSupervisor	✓	✓	✓	✓
CONCENTRACIÓN EN EL HABLA					
NUEVO	SpeechBeam dinámico con Reducción de Ruido Inteligente	✓			
NUEVO	SpeechBeam con Reducción de Ruido Inteligente		✓		
	ConversationOptimizer	✓			
	ConversationBoost	✓	✓	✓	
	ConversationLift	✓	✓	✓	✓
	SoundRestore	✓	✓	✓	✓
LOCALIZACIÓN DE SEÑALES ACÚSTICAS					
	SphereSound Natural	✓			
	SphereSound	✓	✓	✓	
CONFORT EN RUIDO					
	Reducción de ruido	✓	✓	✓	✓
	Sound Impulse Manager	✓	✓	✓	✓
	Bloqueo de viento activo	✓	✓	✓	✓
	Gestor de la realimentación	✓	✓	✓	✓
	Gestor de Tinnitus	✓	✓	✓	✓

AJUSUTES PERSONALIZADOS					
RENOVADO	Canales de ajuste (Ganancia / AGC)	20	20	16	12
	FocussedFit	✓	✓	✓	✓
	Aclimatacion Inteligente	✓	✓	✓	✓
	DataLogging	✓	✓	✓	✓
NUEVO	Analizador de Estilo de vida	✓	✓	✓	✓
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA					
	Compatible con todos los teléfonos	✓	✓	✓	✓
	PhoneConnect	✓	✓	✓	✓
	BiLink	✓	✓	✓	✓
	BiPhone	✓	✓	✓	✓
RENOVADO	Llamadas telefónicas manos libres con Bluetooth®	✓	✓	✓	✓
	Transmisión de multimedia con Bluetooth®	✓	✓	✓	✓
	TV Connector	✓	✓	✓	✓
	PartnerMic	✓	✓	✓	✓
	Remote Control	✓	✓	✓	✓
	RogerDirect™	✓	✓	✓	✓
RENOVADO	Aplicación stream remote	✓	✓	✓	✓

La palabra Bluetooth® y sus logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.


Adaptación

	sound ST R312	AQ sound ST R	AQ sound ST RT
HANSATON scout	5.0 o superior	5.0 o superior	5.0 o superior
Noahlink Wireless	✓	✓	✓
NOAHLink	-	-	-
HI-PRO, HI-PRO2	-	-	-

Acoplamiento acústico

	Auricular S	Auricular M	Auricular P	Auricular UP
Longitud				
Cuatro longitudes de auricular diferentes (0, 1, 2, 3), izquierdo y derecho	✓	✓	✓	✓
Cápsulas				
Cápsula de confort	✓	✓	✓	
Cápsula abierta – tres tallas disponibles (S, M, L)	✓	✓	✓	
Cápsula ventilada – tres tallas disponibles (S, M, L)	✓	✓	✓	
Cápsula Potente – tres tallas disponibles (S, M, L)	✓	✓	✓	
SlimTip				
Acrílico	✓	✓	✓	
cShell				
Acrílico	✓	✓	✓	✓

Rangos de adaptación



HANSATON myChoice

Los dispositivos de prueba myChoice pueden ajustarse rápidamente al nivel de rendimiento requerido para amoldarse a tu recomendación. Todos los niveles de tecnología en los myChoice de STRATOS te ofrecen muchas opciones para proporcionar una solución auditiva en el primer ajuste o para cubrir el periodo en el que un audífono está en reparación.

Opciones de carga de los RIC de HANSATON STRATOS



COMFORT CHARGER COMBI

Este Comfort Charger Combi es un cargador y una caja protectora a la vez. Con la ayuda opcional de las pastillas deshumidificadoras de HADEO, también seca los audífonos mientras está cerrado.



COMFORT POWER PACK

El Comfort Power Pack lleva integrado una batería de ion-litio fija que permite cargar los audífonos hasta 7 veces, para realizar cargas sencillas como si de una batería externa se tratase y tener batería todo el día.



HANSATON CHARGER

El pequeño HANSATON Charger combina una carga cómoda y un diseño atractivo. Con un tiempo de carga máximo de 3 horas, se pueden cargar los audífonos de ion-litio.

Versiones de Bluetooth® para los RIC de HANSATON STRATOS

Llamadas directas / transmisión audio Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2 y teléfono más antiguos con Bluetooth®

La palabra Bluetooth® y sus logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Portfolio de comunicación inalámbrica

	sound ST R312	AQ sound ST R	AQ sound ST RT
Accesorios			
TV Connector	✓	✓	✓
PartnerMic	✓	✓	✓
Remote Control	✓	✓	✓
Roger			
RogerDirect™	✓	✓	✓
Aplicaciones			
App stream remote	✓	✓	✓



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

2021-02 027-6624-06
©2021 Sonova AG. All rights reserved.

