

Connectez
vos aides
auditives à
votre téléphone
portable*

4 cm



beat ST RT675 UP

Optimisées par la plateforme STRATOS, ces aides auditives surpuissantes offrent un design moderne avec une pile 675, une bobine téléphonique et une connectivité sans fil de pointe.

Ces aides auditives peuvent être personnalisées grâce à un pré réglage, en choisissant l'un des trois points de départ qui correspond le mieux à vos besoins d'écoute. Votre audioprothésiste peut ensuite adapter encore davantage vos aides auditives, et vous pouvez utiliser l'application stream remote pour personnaliser à tout moment votre expérience d'écoute.



RESTEZ CONNECTÉ AVEC STYLE

* Smartphones et téléphones portables avec Bluetooth® compatible.
Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.



Innovant par tradition :

Depuis la création de HANSATON en 1957, nous développons des solutions auditives esthétiquement élégantes et innovantes pour vous offrir davantage de liberté et d'émotions.

www.hansaton.com

028-6624-04/V1.00/2021-09/ARG/©2021 Sonova AG. All rights reserved.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH 8712 Stäfa · Suisse



beat ST RT675 UP

STRATOS

EXPLOREZ DE NOUVELLES
GALAXIES AUDITIVES



EXPLOREZ DE NOUVELLES GALAXIES AUDITIVES

Avec les aides auditives surpuissantes HANSATON, vous pourrez profiter de nouvelles fonctionnalités de connectivité sans fil et d'options de personnalisation exceptionnelles.

Grâce aux doubles écouteurs offrant une sortie et un gain plus élevés (141/84), ces aides auditives peuvent s'adapter aux pertes auditives les plus sévères avec une qualité sonore exceptionnelle.

**Découvrez comment les aides
auditives beat ST RT675 UP
peuvent embellir et faciliter
votre quotidien...**

Des aides auditives à la pointe de la technologie



Une multitude de nouvelles fonctionnalités ou mises à jour permettent des réglages personnalisés, un plus grand confort dans le bruit et une amélioration intelligente de la parole.
Un son extraordinaire à tous les niveaux.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

- 9 FIRST**
 Votre patient est actif et doit communiquer avec **beaucoup de personnes tout au long de la journée.** Il passe du temps dans des environnements bruyants.
- 7 BUSINESS**
 Votre patient participe à des événements en petits groupes et apprécie faire du shopping ou aller au théâtre.
- 5 COMFORT**
 Votre patient passe la majeure partie de son temps à la maison ou dans un environnement calme, mais il doit pouvoir entendre ses proches lorsqu'ils lui parlent.



Une connectivité facile au quotidien

Connectez vos aides auditives à votre **téléphone portable**

Profitez d'**appels téléphoniques mains libres**

Personnalisez votre expérience auditive avec l'application stream remote

Des accessoires pour toutes les situations d'écoute et faciles à connecter

Des accessoires sans fil pour des moments de détente

Des accessoires utiles qui facilitent l'écoute* et permettent de profiter pleinement d'un plus grand nombre de sources audio.



Remote Control, PartnerMic, TV Connector, microphones Roger™



*Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.