

# Sound XC ProR312



R312

Plages d'appareillage

Caractéristiques 3

## Connectivité directe

Bluetooth (HFP/A2DP)	•
TV Connector	•
Téléphone (MFA)	•

## Détection

SurroundSupervisor XC	•
-----------------------	---

## Localisation et focalisation

ConversationOptimizer XC Pro	
SphereSound XC Naturel	
SphereSound XC Personnalisé	
SphereSound XC	
SpeechBeam XC Naturel	
SpeechBeam XC	

## Automatisation

Conversations dans une foule	
Conversations dans un petit groupe	
Choix de la musique	
Environnement calme	
Environnement bruyant	
Conversations dans le calme	•
Conversations dans le bruit	•
AutoSurround XC	2
AutoStream XC (SpeechStream, MusicStream)	•

## Optimisation et confort

ConversationBoost XC Pro	•
Intelligent Acclimatization	•
SoundRestore XC	•
SurroundOptimizer XC	•
ConversationLift	•
Suppression des bruits parasites	•
Gestionnaire de l'effet larsen	•
Sound Impulse Manager	•
Gestionnaire du bruit du vent	•


## Canaux et programmes

Canaux (G/AGC)	12
Nombre de programmes (AutoSurround XC/Manual/Wireless)	2/3/5


## Pour tous les niveaux de technologie

FocussedFit, stream remote App, SDS 4.0 (écouteurs et dômes), BiLink, BiPhone, DataLogging, TinnitusManager


Type d'écouteur	Standard S	Moderate M	Power P	Ultra Power UP
Gain/Niveau de sortie	111 / 46	114 / 50	122/58	130/67
Cap Dome	•	•	•	
Open Dome	•	•	•	
Vented Dome	•	•	•	
Power Dome	•	•	•	
Slim Tip (Acryl/Silicone)	•	•	•	
cShell	•	•	•	•




Écouteur (S)



Écouteur (M)



Écouteur (P)



Écouteur (UP)

- Dôme ouvert
- - - Dôme fermé
- - - Dôme power ou Micro embout

sound XC Pro R312 est IP 68