

HEAR Intelligence™

# Concentrez-vous sur l'essentiel !

Que vous adoriez la musique ou la vie en plein air, que vous soyez une personne socialement active ou professionnellement très occupée, l'un de nos différents niveaux de performances vous conviendra. Avec HANSATON FOKUS, nous vous proposons **plusieurs niveaux de performance**, pour vous permettre de trouver celui qui correspond à votre propre **mode de vie auditif**.

Les aides auditives HANSATON FOKUS apportent **des performances sonores remarquables**. Avec des options comme les **batteries Lithium-ion rechargeables** et la **connectivité sans fil**, dans des designs que vous allez adorer.

Le choix du bon niveau de performance est essentiel pour optimiser l'expérience auditive. Grâce à notre large gamme de niveaux de performances, vous pouvez être sûr de trouver **celui qui correspond à vos besoins spécifiques**.

Ne laissez pas une perte auditive vous empêcher de profiter des moments importants.

Vivez le moment présent...  
avec HANSATON FOKUS



Modèle AQ sound FS R présenté en taille réelle.

Niveaux de performance HANSATON FOKUS



HANSATON est une marque exclusive pour vous et vos patients depuis 1957. Nous attachons la plus haute importance à être au plus près de vos attentes et des besoins de vos patients. Notre héritage allemand, associé à la puissance d'innovation de Sonova, nous permet de créer des produits avec une conception élégante, basés sur une technologie de pointe éprouvée.



[www.hansaton.com](http://www.hansaton.com)



Nous conduisons la transition de nos opérations vers un avenir économisant les ressources et à faibles émissions de carbone pour toute la durée de vie de nos produits et services.

[sonova.com/responsabilite-dentreprise](http://sonova.com/responsabilite-dentreprise)

Version : 05/2023 - SONOVA France SAS, 5 rue Maryse Bastié - 69500 Bron ; Numéro SIREN : 314036682 ; R.C.S Lyon ; Société au capital social de 1 000 040,00 Euros ; Siège/Fabricant : SONOVA AG - Laubisrütistrasse 28 Stafa 8712 (SUISSE) ; © SONOVA AG ; imprimé par nos soins ; Ne pas jeter sur la voie publique ; dispositif médical de classe IIa ; Dénominations des produits : AQ Sound FS R Les aides auditives sont destinées à amplifier et à transmettre le son dans les oreilles afin de compenser une déficience auditive. Lire attentivement les instructions figurant sur le mode d'emploi du produit pour une utilisation conforme ; Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste et/ou votre médecin ; Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



sonova  
HEAR THE WORLD

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH 8712 Stäfa · Suisse

CE  
0459

# NIVEAUX DE PERFORMANCE HANSATON FOKUS



028-6729-04/V1.00/2023-03/AR6/©2023 Sonova AG. Tous droits réservés.

Une marque Sonova

HANSATON



# Le bon niveau pour chaque besoin

Chaque niveau de performance inclut les fonctionnalités du niveau inférieur et comporte des fonctionnalités supplémentaires.

HEAR Intelligence™

## Vivez le moment présent... avec HANSATON FOKUS

Trouvez le bon niveau pour vous aider à communiquer en toute confiance, avec les fonctionnalités plus avancées HearIntelligence™ à chaque niveau de performance.

9



Soirées



Conversations en voiture



Conversations dans la foule ou des lieux bruyants



Événements sportifs



Déplacements

### NIVEAU 9 : FIRST

Mise en valeur de l'orateur depuis toutes directions. La parole est davantage mise en évidence à ce niveau. Fonctionnalité spécifique pour les conversations en voiture provenant de toutes les directions autour de vous.

Conversation dans une foule  
Conversation dans un milieu très bruyant  
Dynamic SpeechBeam avec Intelligent NoiseReduction  
StereoBeam  
Dynamic SpeechBeam en voiture  
SphereSound Naturel  
ConversationOptimizer  
NoiseReduction supplémentaire et ConversationLift

7



Restaurants



Réunions professionnelles



Musique – en direct ou enregistrée



Shopping

### NIVEAU 7 : BUSINESS

Détecte automatiquement la provenance de la parole, pour se concentrer sur l'avant ou les côtés. Fonctionnalités supplémentaires pour réduire le bruit sur les côtés et à l'arrière. La musique fait l'objet d'un traitement particulier.

Conversation dans un petit groupe  
Environnement musical  
StereoBeam dans un programme manuel  
SpeechBeam avec Intelligent NoiseReduction  
NoiseReduction supplémentaire et ConversationLift

5



Cafés



Transports bruyants



La plupart des programmes télévisés



Interlocuteurs à voix douce

### NIVEAU 5 : COMFORT

Facilite automatiquement les conversations dans certains bruits. Les aides auditives gauche et droite fonctionnent ensemble pour recréer une expérience d'écoute plus naturelle. Amplifie les voix douces.

Environnement bruyant  
Environnement calme  
SphereSound  
ConversationBoost  
NoiseReduction supplémentaire et ConversationLift

