

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE HANSATON : STRATOS

**HANSATON dévoile 2 nouvelles aides auditives BTE sur sa plateforme STRATOS pour lancer une année 2022 riche en nouveautés**

05 janvier 2022

Dans la continuité de la forte croissance de 2021, Hansaton France, dont la direction est assurée par Vincent Gaggero depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2021 au sein de SONOVA France, lance **une année 2022 riche en innovation**. Entièrement dédiée à la croissance de ses clients audioprothésistes indépendants, la marque annonce des développements significatifs de sa palette de services exclusifs, ainsi que sa gamme de produits d'entretien HADEO au cours de l'année 2022.

Mais c'est bien évidemment sa gamme d'aides auditives qui s'élargit dès le début de ce mois de janvier. Conçue pour explorer de nouvelles dimensions auditives, la plateforme STRATOS offre des performances sonores encore plus puissantes et des designs élégants pour couvrir un plus large éventail de besoins auditifs.

### L'élégance de l'aide auditive Ultra Puissante

L'aide auditive **beat ST RT675 UP** est le **contour d'oreille le plus puissant de HANSATON**. Cette aide auditive de pointe a été conçue avec une grande attention portée aux détails, dont un design sophistiqué et des doubles écouteurs pour une sortie et un gain plus élevé.

La puce PRISM™, dotée du double de mémoire, a ouvert d'autres possibilités pour la technologie **HearIntelligence™** afin d'atteindre de nouveaux sommets avec STRATOS. La technologie HearIntelligence inclut une performance sonore puissante et offre une connectivité sans fil à tous les téléphones\*.

La connectivité sans fil de HANSATON permet de passer des appels téléphoniques **maines libres via Bluetooth®** et, grâce à la fonctionnalité améliorée Bluetooth®, il est désormais possible de connecter deux téléphones ou tablettes à la fois. Les patients possédant des smartphones souhaitent avoir la possibilité de personnaliser leur expérience d'écoute, ce qu'ils peuvent désormais faire facilement et de manière un peu plus avancée avec **l'application Stream Remote**.

Les besoins et les priorités varient d'un patient à l'autre, en particulier pour les aides auditives surpuissantes. Les aides auditives UP de HANSATON proposent donc **trois pré-réglages** dans le logiciel d'appareillage Scout pour une personnalisation dès les premiers instants : classique, moderne et actif.

L'aide auditive **beat ST RT675 UP** est dotée de l'excellent traitement des signaux STRATOS. **AutoSurround Intelligent** s'adapte en continu aux environnements sonores pour un traitement des signaux plus précis. Cette fonctionnalité permet aux aides auditives de réagir avec rapidité et précision aux changements d'environnements auditifs des patients. **Dynamic SpeechBeam** permet aux patients de se concentrer sur la parole d'où qu'elle vienne et de filtrer les bruits parasites, alors que la **suppression intelligente des bruits parasites** est conçue pour mettre en valeur la parole de face en supprimant les bruits de fond intenses qui proviennent de côté et de derrière.

## Développement de la gamme rechargeable

Le contour d'oreille rechargeable **AQ beat ST R** est l'autre nouveauté de la gamme. Mesurant seulement 3,3 cm, **AQ beat ST R** impressionne grâce à un nouveau double écouteur et une **batterie rechargeable Lithium-ion**. Avec un temps de charge de 3 heures maximum, la technologie Lithium-ion avancée permet une autonomie des aides auditives de 24 heures. Le nouveau contour d'oreille rechargeable apporte un gain accru et exploite tous les avantages de la plateforme STRATOS.

Nos dispositifs rechargeables STRATOS disposent d'une fonctionnalité de **contrôle tactile** pratique pour que les patients puissent facilement accepter et mettre fin aux appels téléphoniques, lancer et arrêter la diffusion audio ou même déclencher des assistants vocaux.

Les aides auditives **beat ST RT675 UP** et **AQ beat ST R** sont **résistantes à l'eau (certifiées IP68)** et sont disponibles en plusieurs coloris exclusifs. De plus, leur conception en forme de vague et ton sur ton, caractéristique de HANSATON, apporte une touche d'élégance. Cette dernière mise à jour de la **gamme STRATOS** vous offre des solutions sonores performantes et modernes.

## À propos de HANSATON

L'entreprise de fabrication d'aides auditives HANSATON a été fondée en 1957 à Hambourg et fait partie du groupe Sonova depuis 2015. Dans le secteur des aides auditives, HANSATON propose une technologie innovante et un design élégant. HANSATON développe des solutions sur mesure pour que les utilisateurs vivent des expériences auditives optimales. Les aides auditives HANSATON sont disponibles dans le monde entier.

\*Smartphones et téléphones portables avec Bluetooth® compatible. Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.