

COMMUNIQUÉ DE PRESSE HANSATON

Le fabricant HANSATON lance FOKUS, une plateforme d'aide auditive performante.

Vivez le moment présent... avec HANSATON FOKUS

22 mai 2023 – HANSATON a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme, **HANSATON FOKUS**. La plateforme redéfinit les normes en matière d'aides auditives, permettant ainsi aux patients de se concentrer sur l'essentiel et de vivre l'instant présent.

La nouvelle plateforme HANSATON FOKUS intègre deux nouvelles aides auditives RIC rechargeables et deux nouvelles fonctionnalités, **StereoBeam** et **Dynamic SpeechBeam en voiture**. Ces fonctionnalités permettent aux patients de participer à des conversations dans des situations bruyantes ou également dans l'espace restreint d'une voiture.

Lors de votre prochaine soirée, faites sensation grâce à StereoBeam.

La fonction StereoBeam permet à ses utilisateurs de participer à une soirée en toute confiance, et de prendre plaisir à discuter lorsqu'ils portent les aides auditives HANSATON FOKUS. Cette nouvelle plateforme offre un meilleur rapport signal/bruit grâce à la fonction StereoBeam. StereoBeam s'enclenche automatiquement dans des environnements très bruyants, lorsque les aides auditives passent à l'environnement de conversation dans un milieu très bruyant. StereoBeam utilise la puissance des 4 microphones des aides auditives droite et gauche, afin de créer un faisceau plus étroit pour traiter davantage la parole provenant de l'avant.

Profitez pleinement de votre prochain trajet en voiture grâce à la fonction Dynamic SpeechBeam en voiture.

Lorsqu'ils sont en famille ou entres amis, les conducteurs, comme les passagers, peuvent participer aux habituels conversations qui rythment les trajets, grâce à la nouvelle fonctionnalité **Dynamic SpeechBeam en voiture**. Permettez à vos patients de rester concentrés sur la conversation, et non sur le bruit de la voiture, grâce à notre fonctionnalité améliorée Dynamic SpeechBeam en voiture. La capacité de reconnaissance vocale binaurale à 360° détecte la provenance de la parole dans une voiture. Les aides auditives fonctionnent alors ensemble pour se concentrer sur la personne qui parle et réduire considérablement les bruits de fond, comme le bruit du moteur ou de la circulation. Dynamic SpeechBeam et Intelligent NoiseReduction peuvent aider vos patients à entendre les autres passagers de la voiture, quel que soit l'endroit où ils sont assis.

Petites tailles, technologie de pointe, design élégant.

La nouvelle aide auditive RIC **AQ sound FS R**, d'une taille de seulement 2,5 cm, est la plus petite aide auditive rechargeable de HANSATON. L'**AQ sound FS RT** est également rechargeable et comprend une bobine téléphonique. Les deux aides auditives RIC sont dotées d'un design moderne, unique et des performances sonores exceptionnelles de FOKUS. Elles sont disponibles dans trois niveaux de performance, qui comprennent jusqu'à huit environnements d'écoute

automatiques grâce à la technologie innovante HearIntelligence™. Elles peuvent se connecter à tous les téléphones portables* et permettent de passer des appels téléphoniques mains libres et une diffusion de haute qualité.

Bénéficiez du 100% santé avec une nouvelle offre classe 1

Pour des solutions avec des niveaux de performances et de technologies essentielles, HANSATON propose également une offre classe 1, 100% santé avec des aides BTE et RIC à pile sur la plateforme STRATOS : **sound ST R 312** et **beat ST RT 675 UP**. Ces aides auditives s'adaptent aux situations bruyantes et calmes et disposent d'une fonctionnalité supplémentaire avec la connectivité Bluetooth. Elles sont compatibles avec l'application Stream Remote.

À propos de HANSATON

La passion de HANSATON pour les personnes, le design et l'innovation se concrétise par des solutions de pointe. La rencontre des histoires respectives de HANSATON et de Sonova représente une force commune de plus de 100 ans d'expérience, comprenant un riche héritage allemand de qualité, de conception et d'ingénierie, ainsi que la précision et l'innovation Suisse. Résolument tourné vers l'avenir, le fabricant HANSATON s'engage à apprendre en permanence de ses partenaires pour repousser les limites de la conception et de la technologie afin de répondre aux besoins de ses clients actuels et futurs.