

VIVEZ LE MOMENT PRÉSENT

AVEC LES AIDES AUDITIVES RIC
HANSATON FOKUS



Une marque Sonova

 **HANSATON**
hearing & emotions

HANSATON FOKUS AIDES AUDITIVES RIC RECHARGEABLES

Petite taille, grande technologie, design élégant



Les aides auditives RIC HANSATON FOKUS sont dotées d'un design moderne et unique et offrent des performances sonores exceptionnelles avec la plateforme FOKUS. Elles sont disponibles dans trois niveaux de performance, qui comprennent jusqu'à huit environnements d'écoute automatiques grâce à la technologie innovante HearIntelligence™. Ces aides auditives rechargeables peuvent également être connectées à tous les téléphones portables* et permettent de passer des appels téléphoniques mains libres.



4 cm
3 cm
2 cm
1 cm
0 cm



L'AQ sound FS R, de 2,5 cm seulement, est notre plus petite merveille auditive rechargeable avec connectivité sans fil.



L'AQ sound FS RT, de 3,0 cm dispose d'une connectivité sans fil et d'une bobine téléphonique rechargeable.



Argent métal



Anthracite métallique







Noir carbone



Beige cachemire



Brun moka



— Dôme ouvert/dôme cap
... Dôme ventilé
--- Dôme power/embout fin

Type d'écouteur	S	M	P	UP
Sortie/gain (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59	132 / 71

CHARGEURS HANSATON

Plus de liberté : Jusqu'à 24 heures d'autonomie



« Les performances sonores et la connectivité que vous recherchez, dans un design que vous allez adorer. Sans oublier une manipulation facile, une recharge rapide et des déchets réduits. »

BÉNÉFICE PATIENT

Les aides auditives rechargeables HANSATON FOKUS sont dotées d'une batterie Lithium-ion offrant jusqu'à 24 heures d'autonomie pour une charge complète en seulement trois heures.



AQ sound FS R

Comfort Charger

Ce Comfort Charger est à la fois un chargeur et un étui de protection rigide. Grâce aux capsules déshydratantes HADEO, il sèche également les aides auditives lorsqu'il est fermé. Lorsqu'il est équipé du Comfort Power Pack, il peut charger les aides auditives jusqu'à sept fois.

Pour charger, pour protéger et pour sécher !



Autonomie de la recharge (chargement de 0 à 100 % en seulement 3 heures)

Jusqu'à 24 heures : sans streaming
Jusqu'à 16 heures : Technologie AirStream (TV Connector/PartnerMic)
Jusqu'à 11 heures : téléphone et musique en streaming Bluetooth®

* Smartphones et téléphones portables traditionnels avec fonctionnalité Bluetooth® compatible. Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.



AQ sound FS R

Ecrin de charge

Le plus petit chargeur HANSATON allie confort de charge et design raffiné. Les aides auditives dotées de batteries Lithium-ion peuvent être chargées en un temps de charge de trois heures maximum.

Petit mais puissant !



AQ sound FS RT

Chargeur HANSATON T

Le nouveau chargeur HANSATON T compact permet de charger les aides auditives dotées de batteries Lithium-ion en trois heures. Grâce à ses fentes magnétiques, les aides auditives sont faciles à insérer et à retirer.

Petit et pratique !



HANSATON est une marque exclusive pour vous et vos patients depuis 1957.

Nous attachons la plus haute importance à être au plus près
de vos attentes et des besoins de vos patients.

Notre héritage allemand, associé à la puissance d'innovation de
Sonova, nous permet de créer des produits avec une conception
élégante, basés sur une technologie de pointe éprouvée.



hansaton.com/pro



Nous conduisons la transition de nos opérations vers
un avenir économisant les ressources et à faibles
émissions de carbone pour toute la durée de vie de
nos produits et services.

sonova.com/responsabilite-dentreprise

Version : 05/2023 - SONOVA France SAS, 5 rue Maryse Bastié - 69500 Bron ; Numéro SIREN : 314036682 ; R.C.S Lyon ; Société au capital social de 1 000 040,00 Euros ; Siège/Fabricant : SONOVA AG - Laubisrütistrasse 28 Stäfa 8712 (SUISSE) ; © SONOVA AG ; imprimé par nos soins ; Ne pas jeter sur la voie publique ; dispositif médical de classe IIa ; Dénominations des produits : AQ Sound FS R, AQ Sound FS RT
Les aides auditives sont destinées à amplifier et à transmettre le son dans les oreilles afin de compenser une déficience auditive. Lire attentivement les instructions figurant sur le mode d'emploi du produit pour une utilisation conforme ; Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

