

UV Dry Box

Station de nettoyage et de séchage électronique pour aides auditives

Pourquoi est-ce important de nettoyer et de sécher vos aides auditives ?

Vos aides auditives contiennent beaucoup de composants minuscules et des composants électroniques de pointe. Il est donc important de savoir comment nettoyer et entretenir correctement vos aides auditives afin de préserver leur fonctionnalité et d'éviter de les endommager. Vous pourrez alors améliorer considérablement leur fonctionnalité et leur durée de vie.

La boîte de nettoyage et de séchage utilise les UVC pour nettoyer les aides auditives, ainsi que la chaleur et les flux d'air pour les sécher. La lumière UVC élimine la saleté et jusqu'à 99,9 % des bactéries présentes dans vos aides auditives. Vous bénéficierez ainsi d'aides auditives plus performantes, qui offrent un meilleur effet auditif et qui permettent d'éviter les irritations de la peau, les démangeaisons, les éruptions cutanées ou les infections de l'oreille.



Convient aux aides auditives rechargeables.

0001 / 0011 / 0012007 / 0010000000

jusqu'à 99,9 %
d'efficacité

Nettoyage et séchage

UV DRY BOX



Pour plus d'informations sur HADEO et sur les aides auditives et les services HANSATON, consultez le site www.hansaton.com



Fabricant légal :
Wake Up International B.v.
Bergweg 49, 3707 Aa Zeist
The Netherlands | +31(0)30697 32 40

Distribution :
Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Staefa · Switzerland



Avantages de l'UV Dry Box pour aides auditives

- La lumière UVC élimine la saleté et la présence éventuelle de bactéries provenant de vos aides auditives, avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 %
- Peut contribuer à prévenir les irritations de la peau, les démangeaisons, les éruptions cutanées ou les infections de l'oreille
- Convient aux aides auditives rechargeables
- Une boîte conçue pour une prise en main et une manipulation faciles
- Des UVC respectueux de l'environnement, propres et efficaces
- Un nettoyage et un séchage fiables
- Simple à utiliser
- Peut prolonger la durée de vie des aides auditives

Nettoyage et séchage des aides auditives avec l'UV Dry Box HADEO

La boîte de séchage sèche les aides auditives en douceur, sans additifs chimiques et utilise très peu d'énergie. La lumière UVC élimine également jusqu'à 99,9 % des germes.

Le support amovible comprend deux compartiments pour les aides auditives droite et gauche

- ✓ Manipulation facile de la boîte de séchage et de vos aides auditives

L'air circule à 30 °C pour un séchage efficace

- ✓ Compatible avec les aides auditives rechargeables

Les 5 voyants lumineux indiquent le temps restant du cycle et la boîte s'éteint automatiquement à la fin du cycle

- ✓ Une utilisation simple et facile



Une lumière UVC qui nettoie et élimine les germes jusqu'à 99,9 %

- ✓ Aide à réduire les irritations de la peau

Mise en marche/arrêt par un seul bouton



Un seul programme

UVC

Fonction de chaleur

USB-C

Affichage de l'état