

sound SHD stream


Restez connecté au monde.

Aujourd'hui, de nouveaux modes de communication voient le jour et évoluent très vite, prenant de plus en plus de place dans notre quotidien. Sound SHD stream a été créé pour vous permettre de rester connecté : fonction mains-libres, appels vidéo et connexion à votre téléviseur. En un seul clic sur le bouton poussoir, le son du smartphone ou de la télévision arrivera directement dans vos aides auditives car sound SHD stream a les mêmes fonctionnalités qu'une oreillette Bluetooth. Se connecter au monde sans changer son quotidien et en toute simplicité : voici le futur de l'audition !

Grâce à la binauralité, vous profiterez au quotidien d'une meilleure orientation dans l'espace et d'une écoute plus naturelle. De plus, les différentes fonctions innovantes HearIntelligence™ vous procureront un confort d'écoute inégalé.

La nouvelle génération d'aides auditives connectées :

- Une aide auditive binaurale qui procure une expérience auditive naturelle tout en étant connecté au monde
- La technologie 2,4 GHz permet une connexion à une télévision, une tablette, un ordinateur ou un smartphone Bluetooth®*



sound SHD stream S13 :
le bouton-poussoir simple d'utilisation permet de prendre les appels téléphoniques très facilement. Le compartiment pile a été spécialement conçu pour une ouverture aisée.

Certifié IP68
Résistant à l'eau et à la poussière.

* Condition : téléphone Bluetooth® version 4.2 et la plupart des téléphones compatibles Bluetooth® de génération antérieure. Le terme Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.



Pour en savoir plus sur HANSATON et ses solutions auditives : www.hansaton.fr



Hansaton – Sonova France SAS
19 Rue des Frères Rémy • 57200 Sarreguemines • France
Téléphone : 03.87.95.42.00 • Fax : 03.87.95.53.00
E-mail : info@hansaton.fr • Internet : www.hansaton.fr

DG HAN Art-Nr.: 110191

sound SHD stream:
Eveillez votre intelligence auditive naturelle.

HEAR Intelligence™



La nouvelle génération d'aides auditives connectées.





La nouvelle génération d'aides auditives connectées.

Connectez-vous directement à votre téléviseur.

Grâce au TV Connector.



TV Connector

sound SHD stream

Réveillez votre intelligence auditive naturelle.

Le concept HearIntelligence™ by HANSATON.

Prenez vos appels en mains-libres.

Avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones utilisant une version plus ancienne de Bluetooth*.

Le saviez-vous ?

sound SHD stream permet de gérer les appels sans aucune intervention sur le téléphone : répondre ou rejeter les appels se fait un un seul clic. Grâce à son microphone intégré, l'aide auditive se transforme en une oreillette sans fil Bluetooth, avec une portée allant jusqu'à 5 mètres ! Et en plus, sound SHD stream est compatible avec tous les téléphones sans fil Bluetooth*.