

NIKMATI SETIAP MOMEN

DENGAN ALAT BANTU DENGAR
RIC HANSATON FOKUS



A Sonova brand

 **HANSATON**
hearing & emotions

RIC HANSATON FOKUS

SISTEM ALAT BANTU DENGAR DENGAN BATERAI ISI ULANG

Ukuran kecil, teknologi canggih, desain penuh gaya



Alat bantu dengar RIC HANSATON FOKUS memiliki desain unik yang modern dan performa suara FOKUS yang luar biasa. Tersedia dalam lima tingkat performa, dengan delapan lingkungan mendengar otomatis yang merupakan bagian dari teknologi inovatif HearIntelligence™. Alat ini juga menawarkan sambungan ke semua ponsel*, panggilan telepon bebas genggam, dan kemudahan pengisian daya.



Sterling Silver



Metallic Anthracite




Carbon Black



Cashmere Beige



Mocha Brown



Jenis penerima	S	M	P	UP
Output/Gain (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59	132 / 71

SISTEM PENGISIAN DAYA HANSATON

Lebih bebas: Tahan hingga 24 jam

“Performa suara luar biasa dan sambungan sesuai keinginan dalam desain favorit Anda. Selain itu, mudah digunakan, pengisiannya cepat, dan ramah lingkungan.”

KEUNTUNGAN KLIEN

Sistem alat bantu dengar HANSATON FOKUS yang bisa diisi ulang ini dilengkapi dengan baterai Ion-litium yang terbukti tahan hingga 24 jam dan hanya perlu waktu pengisian daya selama tiga jam.



Comfort Charger Combi

Comfort Charger Combi adalah pengisi daya yang dilengkapi pelindung hard case. Dengan bantuan kapsul pengering HADEO opsional, sistem alat bantu dengar Anda juga akan tetap kering saat tersimpan di sini. Dengan Comfort Power Pack opsional, Anda bisa mengisi daya sistem alat bantu dengar hingga tujuh kali.

Kering, terlindungi, terisi daya!



HANSATON Charger

HANSATON Charger yang lebih kecil ini menggabungkan kemudahan pengisian daya dan desain yang menarik. Dalam waktu maksimum tiga jam, baterai Ion-litium sistem alat bantu dengar Anda akan terisi penuh.

Kecil, tapi kuat!



HANSATON T Charger

Dengan HANSATON T Charger baru dan ringkas, sistem alat bantu dengar berbaterai Ion-litium bisa diisi ulang dalam tiga jam. Berkat slot magnetis, alat bantu dengar bisa dimasukkan dan diambil dengan mudah.

Kecil dan mudah digunakan!



Lama Pengisian Daya (dari 0 % hingga 100 % kurang dari 3 jam)

Tahan hingga 24 jam: Tanpa streaming

Tahan hingga 16 jam: Terhubung ke teknologi AirStream (TV Connector/PartnerMic)

Tahan hingga 11 jam: Terhubung ke ponsel dan streaming musik via Bluetooth®

* Ponsel pintar dan ponsel tradisional dengan profil Bluetooth® yang kompatibel. Tulisan dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc.

Sistem alat bantu dengar RIC dengan baterai isi ulang dilengkapi teknologi HANSATON FOKUS



HANSATON merek eksklusif untuk Anda dan klien Anda sejak 1957.
Hubungan personal dan keberhasilan Anda menjadi fokus kami.
Warisan budaya Jerman kami, yang digabungkan dengan kekuatan inovasi
Sonova, memungkinkan kami untuk menciptakan produk dengan desain
menawan dan dilengkapi teknologi paling canggih yang terbukti.



hansaton.com/pro



Kami mendorong perubahan menuju masa depan
yang lebih hemat sumber daya dan karbon selama
siklus hidup produk dan layanan kami.

sonova.com/sustainability