

NIKMATI MOMEN INI DENGAN ALAT BANTU DENGAR STYLE RIC HANSATON FOKUS



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023

A Sonova brand

HANSATON
hearing & emotions



DESAIN PERAIH PENGHARGAAN

Kebebasan berpadu dengan gaya.

Style RIC yang ramping dan elegan telah menerima Penghargaan Desain Jerman. Posisi receiver di kiri dan kanan yang unik dirancang untuk kenyamanan dan pemakaian terus menerus.

PERFORMA TINGGI

berbasis teknologi HANSATON FOKUS

KONEKTIVITAS MUDAH

ke semua ponsel dan tablet*

KEMAMPUAN ISI ULANG YANG ANDAL

tahan sepanjang hari, cukup sekali isi ulang dengan pengisi daya penuh gaya

Pengisi Daya HANSATON S Didesain untuk mengesankan Anda

Style RICs dilengkapi **Pengisi Daya HANSATON S yang elegan dan praktis**, yang dibuat khusus untuk Style RIC. **Penahan magnetik** pada alat bantu dengar ini **kian mempermudah pemasangan dan pelepasan** serta Style RICs **terisi daya dalam waktu kurang dari 3 jam**.



* Ponsel pintar dan ponsel tradisional dengan profil Bluetooth® yang kompatibel.
Tulisan dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc.
Produk ditampilkan dalam ukuran sebenarnya.



"Gaya ramping dan elegan yang bisa Anda banggakan."

KEUNTUNGAN
KLIEN

SISTEM ALAT BANTU DENGAR HANSATON FOKUS STYLE RIC DENGAN BATERAI ISI ULANG

Performa berpadu dengan gaya.




Berbasis platform HANSATON FOKUS: dengan performa yang luar biasa dan bentuk modern dari Style RIC, klien Anda bisa fokus pada kegiatan mereka yang penting, dengan didukung oleh konektivitas langsung, termasuk kontrol ketukan. Dengan fitur utama seperti StereoBeam dan Dynamic SpeechBeam di mobil, klien Anda bisa menjalani gaya hidup aktif dan menikmati aktivitas sosial.

Style RIC pemenang penghargaan ini tersedia pada level performa 9, 7, 5 dan 3.



AQ sound FS S

Desain AQ sound FS S yang elegan, eksklusif, dan ramping memiliki tombol tekan dan LED yang terpasang untuk memahami status pengisian daya dengan mudah pada setiap alat bantu dengar. Model ini memiliki panjang 3,9 cm dan bertenaga baterai Ion-litium, yang tahan sepanjang hari.



Jenis penerima	S	M	P
Output/Gain (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59

Sistem alat bantu dengar Style RIC dengan baterai isi ulang dilengkapi teknologi HANSATON FOKUS



HANSATON adalah merek eksklusif untuk Anda dan klien Anda sejak 1957.
Hubungan personal dan keberhasilan Anda menjadi fokus kami.
Warisan budaya Jerman kami, yang digabungkan dengan kekuatan inovasi Sonova,
memungkinkan kami untuk menciptakan produk dengan desain menawan dan
dilengkapi teknologi paling canggih yang terbukti.



hansaton.com/pro



Kami mendorong perubahan menuju masa depan
yang lebih hemat sumber daya dan karbon selama
siklus hidup produk dan layanan kami.

sonova.com/sustainability

02-8-6759-25/V1.00/2023-06/ARG/©2023 Sonova AG. All rights reserved.