

NIKMATI SETIAP SAAT

DENGAN HANSATON FOKUS ALAT BANTU PENDENGARAN RIC



A Sonova brand

 **HANSATON**
hearing & emotions




HANSATON FOKUS

SISTEM PENDENGARAN BOLEH DICAS SEMULA RIC

Saiz kecil, teknologi hebat, reka bentuk bergaya



Alat bantu pendengaran RIC HANSATON FOKUS datang dengan reka bentuk moden yang unik dan prestasi bunyi FOKUS yang luar biasa. Ia tersedia dalam lima tahap prestasi, yang termasuk sehingga lapan persekitaran pendengaran automatik, sebahagian daripada teknologi HearIntelligence™ yang inovatif. Mereka juga menawarkan ketersambungan kepada semua telefon bimbit*, panggilan telefon bebas tangan dan kebebasan kebolehcasan semula.



Jenis penerima	S	M	P	UP
Output / Penerimaan (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59	132 / 71

SISTEM PENGECCASAN HANSATON

Lebih kebebasan: Sehingga 24 jam masa jalan

“Prestasi bunyi yang hebat dan ketersambungan yang anda inginkan, dalam reka bentuk yang anda akan suka. Ditambah dengan pengendalian yang mudah, pengecasan pantas dan sisa yang kurang.”
FAEDAH PELANGGAN

Di tengah-tengah sistem pendengaran boleh dicas semula HANSATON FOKUS ialah bateri Litium-ion yang terbukti dengan masa jalan sehingga 24 jam dan hanya tiga jam masa pengecasan.



Pek Kuasa Keselesaan

Pek Kuasa Keselesaan ini ialah pengecas dan kes keras pelindung dalam satu. Dengan bantuan kapsul pengeringan HADEO yang tidak wajib, ia juga mengeringkan sistem pendengaran apabila ia ditutup. Dengan Pek Kuasa Keselesaan yang tidak wajib ini, ia boleh mengecas sistem pendengaran sehingga tujuh kali.

Keringkan, lindungi, cas!

Pengecas HANSATON

Pengecas HANSATON yang lebih kecil menggabungkan keselesaan pengecasan dan reka bentuk yang menarik. Dengan masa pengecasan maksimum tiga jam, sistem pendengaran dengan bateri Litium-ion boleh dicas.

Kecil tetapi berkuasa!

Pengecas HANSATON T

Dengan Pengecas HANSATON T yang baharu dan padat, sistem pendengaran dengan bateri Litium-ion boleh dicas dalam masa tiga jam. Terima kasih kepada slot magnetik, alat bantu pendengaran boleh dimasukkan dan dikeluarkan dengan mudah.

Kecil dan mudah!



Masa Jalan boleh dicas semula (mengecas daripada 0% hingga 100% dalam masa kurang daripada 3 jam)
 Sehingga 24 jam: Tanpa penstriman
 Sehingga 16 jam: Teknologi AirStream (TV Connector/PartnerMic)
 Sehingga 11 jam: telefon Bluetooth® dan penstriman muzik

* Telefon pintar dan telefon mudah alih dengan profil Bluetooth® yang serasi. Tanda perkataan dan logo Bluetooth® ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc.

Sistem pendengaran boleh dicas semula RIC dengan teknologi HANSATON FOKUS



HANSATON ialah jenama eksklusif untuk anda dan pelanggan anda sejak 1957.

Kami memberi tumpuan kepada hubungan peribadi dan kejayaan anda.

Warisan Jerman kami, digabungkan dengan kuasa inovatif Sonova, membolehkan kami mencipta produk yang direka dengan cantik, berdasarkan teknologi canggih dan terbukti.



hansaton.com/pro



Kami mendorong peralihan kepada masa depan yang cekap dari segi sumber dan karbon rendah dalam operasi kami di sepanjang kitaran hidup produk dan perkhidmatan kami.

sonova.com/sustainability