

RASAI MOMEN

DENGAN ALAT BANTU PENDENGARAN

HANSATON FOKUS STYLE RIC



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023

A Sonova brand

HANSATON
hearing & emotions



REKA BENTUK YANG MEMENANGI ANUGERAH Kebebasan memenuhi gaya.

Style RIC yang cantik dan langsing telah menerima Anugerah Reka Bentuk Jerman. Sudut penerima kiri dan kanan unik mereka direka untuk keselesaan dan pengekan.

PRESTASI TINGGI

berasaskan teknologi HANSATON FOKUS

KETERSAMBUNGAN MUDAH

ke semua telefon bimbit dan tablet*

KEBOLEHCAJ SEMULA YANG BOLEH DIPERCAYAI

tahan sepanjang hari dengan sekali cas dalam pengecas yang bergaya

Pengecas HANSATON S Direka untuk menarik perhatian

Style RIC didatangkan dengan **Pengecas HANSATON S yang elegan dan mudah digunakan**, iaitu unik untuk Style RIC. **Penahanan magnetik** untuk alat bantu pendengaran memberikan **pemasukan dan penyingkiran yang lebih mudah** dan Style RIC dicaj dalam masa kurang daripada **3 jam**.



*Telefon pintar dan telefon mudah alih dengan profil Bluetooth® yang serasi.
Tanda perkataan dan logo Bluetooth® ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc.
Produk ditunjukkan dengan saiz sebenar.




"Gaya langsing dan elegan,
yang anda boleh banggakan."

FAEDAH
PELANGGAN

SISTEM PENDENGARAN BOLEH DICAS SEMULA HANSATON FOKUS STYLE RIC Prestasi memenuhi gaya.




Berdasarkan platform HANSATON FOKUS: dengan prestasi cemerlang dan bentuk moden Style RIC, pelanggan anda boleh menumpukan pada perkara yang paling penting, disokong oleh sambungan langsung, termasuk kawalan ketik. Dengan ciri-ciri utama seperti StereoBeam dan Dynamic SpeechBeam di dalam kereta mereka boleh menjalani gaya hidup aktif dan menikmati aktiviti sosial. Style RIC yang memenangi anugerah tersedia pada tahap prestasi 9, 7, 5 dan 3.



AQ sound FS S

Reka bentuk yang cantik, eksklusif dan langsing bagi AQ sound FS S mempunyai butang tekan dan LED pada papan untuk memudahkan pemahaman tentang status pengecasan setiap alat bantuan pendengaran. Ia berukuran 3.9 cm dan dikuasakan oleh bateri Litium-ion, yang tahan sepanjang hari.



Jenis penerima	S	M	P
Output / Penerimaan (2cc)	111 / 47	114 / 51	122 / 59

Sistem pendengaran boleh dicas semula Style RIC dengan teknologi HANSATON FOKUS



HANSATON ialah jenama eksklusif untuk anda dan pelanggan anda sejak 1957.
Kami memberi tumpuan kepada hubungan peribadi dan kejayaan anda.
Warisan Jerman kami, digabungkan dengan kuasa inovatif Sonova,
membolehkan kami mencipta produk yang direka dengan cantik,
berdasarkan teknologi canggih dan terbukti.



hansaton.com/pro



Kami mendorong peralihan kepada masa depan yang cekap dari segi sumber dan karbon rendah dalam operasi kami di sepanjang kitaran hidup produk dan perkhidmatan kami.

sonova.com/sustainability

02-8-6759-45/V1.00/2023-06/ARG/©2023 Sonova AG. All rights reserved