

# VÆR TIL STEDE I ØYEBLIKKET

MED HANSATON FOKUS  
RIC HØREAPPARATER



A Sonova brand

 **HANSATON**  
*hearing & emotions*

# HANSATON FOKUS RIC OPPLADBARE HØREAPPARATER

## Små i størrelsen, flott teknologi, stilig design



HANSATON FOKUS RIC høreapparater kommer med et moderne, unikt design og den eksepsjonelle FOKUS-lydtelsen. De er tilgjengelige i fem teknologinivåer, som inkluderer opptil åtte automatiske lyttemiljøer,

en del av den innovative HearIntelligence™-teknologien. De gir deg også muligheten for tilkobling til alle mobiltelefoner\*, håndfrie telefonsamtaler og frihet til opplading.



Sterling Silver



Metallic Anthracite



Carbon Black



Cashmere Beige







Mocha Brown

— Åpen dome / Cap Dome

···· Ventilert dome

--- Power Dome / SlimTip



### Type receiver

Effekt / Forsterkning (2cc)

**S**

111 / 47

**M**

114 / 51

**P**

122 / 59

**UP**

132 / 71



«Den flotte ytelsen i lyd og tilkoblingen du ønsker, i et design du vil elske. Pluss enkel håndtering, rask lading og mindre avfall.»

KLIENTFORDELER

## HANSATON-LADESYSTEMER

# Større frihet: Opp til 24 timers driftstid

I hjertet av HANSATON FOKUS sine oppladbare høreapparater er et velprøvd litium-ion-batteri med opptil 24 timers driftstid og kun tre timers ladetid.



AQ sound  
FS R

### Comfort Charger Combi (lader og etui)

Comfort Charger Combi er en lader og et beskyttende hardt etui i ett. Ved hjelp av valgfrie HADEO tørkekapsler tørker den også høreapparatene når det er lukket. Med den valgfrie Comfort Power Pack kan det lade høreapparater opptil syv ganger.

**Tørk, beskytt, lad opp!**



AQ sound  
FS R

### HANSATON-lader

Den mindre HANSATON-ladere kombinerer ladekomfort og attraktivt design. Høreapparater med litium-ion-batterier kan lades med en maksimal ladetid på tre timer.

**Liten, men kraftfull!**



AQ sound  
FS RT

### HANSATON T-lader

Med den nye og kompakte HANSATON T-ladere kan høreapparater med litium-ion-batterier lades innen tre timer. Takket være magnetiske spor kan høreapparatene enkelt settes inn og fjernes.

**Liten og enkel!**



### Oppladbar driftstid (lading fra 0 % til 100 % på mindre enn 3 timer)

Opptil 24 timer: Uten streaming

Opptil 16 timer: AirStream-teknologi (TV Connector / PartnerMic)

Opptil 11 timer: Bluetooth®-telefon og musikkstreaming

\* Smarttelefoner og tradisjonelle mobiltelefoner med kompatible Bluetooth®-profiler. Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.



HANSATON er det eksklusive merket for deg og dine kunder siden 1957.

Vi fokuserer på personlige relasjoner og din suksess.

Vår tyske arv, kombinert med den innovative kraften til Sonova, gjør oss i stand til å skape produkter med vakkert design, basert på banebrytende, velprøvd teknologi.



[hansaton.com/pro](https://hansaton.com/pro)



Vi driver overgangen til en ressurseffektiv og lavkarbon-fremtid for våre operasjoner gjennom hele livssyklusen til produktene og tjenestene våre.

[sonova.com/sustainability](https://sonova.com/sustainability)