

Easy Line Charger ITE

Technické údaje

Rozmery (D x Š x V)	99 x 59 x 49 mm (3.9 x 2.3 x 1.9") +/- 5%
Hmotnosť	68 g (2,4 oz) +/- 20%
Farba	Čistá biela
Prevádzkové podmienky	+5° to +40° Celsius
Podmienky prepravy a skladovania	-20° to +60° Celsius (-4° to +140° Fahrenheit)
Vlhkosť počas prepravy a skladovania	0 až 93 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť počas prevádzky	0 až 90 % (bez kondenzácie)
Atmosferický tlak počas používania	500 až 1 060 hPA
Atmosferický tlak počas skladovania a prepravy	500 až 1 060 hPA
Pribalené diely	Napájanie Kábel USB-C
Externé rozhrania	Port USB-C
Vstup	Typ: DC, stabilizované 5 V +/- 10 % Max prúd: 600 mA

