

HANSATON FOKUS
RIC İŐİTME CİHAZLARI
İLE ANI YAŐAYIN



Bir Sonova markası



 **HANSATON**
hearing & emotions

HANSATON FOKUS RIC ŞARJ EDİLEBİLİR İŞİTME CİHAZLARI

Küçük boyut, üstün teknoloji, şık tasarım



HANSATON FOKUS RIC işitme cihazları modern, eşsiz bir tasarıma ve olağanüstü FOKUS ses kalitesine sahiptir. Cihazların, yenilikçi HearIntelligence™ teknolojisinin bir parçası olarak sekiz adede kadar otomatik dinleme ortamı içeren beş performans seviyesi mevcuttur. Ayrıca tüm cep telefonlarına* bağlanabilir, eller serbest telefon görüşmesi yapabilir ve cihazları tekrar tekrar şarj edebilirsiniz.



Receiver tipi	S	M	P	UP
Çıkış/Kazanç (2 cc)	111/47	114/51	122/59	132/71

HANSATON ŞARJ CİHAZLARI

Daha fazla özgürlük: 24 saate kadar kullanım süresi

"İstedığınız mükemmel ses performansı ve bağlantı özellikleri, beğeneceğiniz bir tasarımda bir arada. Ayrıca kolay kullanım, hızlı şarj ve daha az atık."

KULLANICIYA FAYDALARI

HANSATON FOKUS şarj edilebilir işitme cihazlarında, 24 saate varan kullanım süresi ve yalnızca üç saatlik şarj olma süresi ile kanıtlanmış bir Lityum İyon pil bulunur.



Comfort Charger Combi

Comfort Charger Combi ile şarj cihazı ve dayanıklı koruyucu kutu bir arada. İsteğe bağlı Comfort Power Pack ile işitme cihazlarını yedi defaya kadar şarj edebilir.

Kurutun, koruyun, şarj edin!

HANSATON Charger

Daha küçük boyutuyla HANSATON Charger, şarj etme rahatlığını ve çekici tasarımı bir araya getirir. Lityum İyon pillere sahip işitme cihazları yalnızca üç saatte şarj edilebilir.

Küçük ama güçlü!

HANSATON T Charger

Yeni ve kompakt HANSATON T Charger ile Lityum İyon pilli işitme cihazları üç saat içinde şarj edilebilir. Manyetik yuvalar sayesinde işitme cihazları kolayca takılıp çıkarılabilir.

Küçük ve kolay!



Şarjlı Kullanım Süresi (3 saatten kısa sürede %0'dan %100'e şarj)

24 saate kadar: Aktarım olmadan

16 saate kadar: AirStream teknolojisi (TV Connector/PartnerMic)

11 saate kadar: Bluetooth® ile telefon bağlantısı ve müzik aktarımı

* Uyumlu Bluetooth® profillerine sahip akıllı telefonlar ve geleneksel cep telefonları. Bluetooth® kelime işareti ve logolar, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.



HANSATON, 1957'den beri siz ve kullanıcılarınız için özel bir markadır.
Kişisel ilişkilere ve başarıya odaklanıyoruz.
Alman kökenimiz, Sonova'nın yenilikçi gücüyle birleşerek
gelişmiş ve kanıtlanmış teknolojiye dayalı, özenle
tasarlanmış ürünler üretmemizi sağlıyor.



hansaton.com/pro



Ürün ve hizmetlerimizin yaşam döngüsü boyunca faaliyetlerimizin kaynak açısından verimli ve düşük karbonlu bir geleceğe geçişini sağlıyoruz.

sonova.com/sustainability